




Wöhlerstr. 2-6
D-55120 Mainz

Tel.: +49-6131/68 66 19
Fax: +49-6131/68 66 20

USt. Id.-Nr.: DE 149057837
e-mail: info@mz-at.de



INERTSIL®

Preisliste 2009 gültig ab 01.01.2009

2009

<i>Phase</i>	<i>Seite</i>
Inertsil ODS-4 NEU!	2
Inertsil ODS-3V	3
Inertsil ODS-3	4-5
Inertsil ODS-Sprint	6
Inertsil ODS-EP	7
Inertsil ODS-P	8
Inertsil Sulfa C18	9
Inertsil C8-3	10-11
Inertsil Ph-3	12-13
Inertsil Diol	14
Inertsil HILIC	15
Inertsil CN-3	16
Inertsil NH2	17
Inertsil SIL-100A	18-19
Inertsil CX	20
Inertsil AX	21
Inertsil ODS-2	22
Inertsil C8	23
Inertsil C4	24
Inertsil Ph	25
Inertsil SIL-150A	26
Inertsil WP300-C18	27
Inertsil WP300-C8	28
Inertsil WP300-C4	29
Inertsil WP300-DIOL	30
Inertsil WP300-SIL	31
Inertsil PEPTIDES C18	32
Inertsil ODS-80A	33
Inertsil PREP	34
Inertsil Bioptic	35
Inertsil Titansphere	36



INERTSIL ODS-4

INERTSIL ODS-4

Inertsil ODS-4, 3µm, Columns		€
1.0 x 30mm	5020-81111	444,00
1.0 x 50mm	5020-81112	444,00
1.0 x 75mm	5020-81113	451,00
1.0 x 100mm	5020-81114	458,00
1.0 x 150mm	5020-81115	472,00
1.0 x 250mm	5020-81116	486,00
1.5 x 30mm	5020-81121	444,00
1.5 x 50mm	5020-81122	444,00
1.5 x 75mm	5020-81123	451,00
1.5 x 100mm	5020-81124	458,00
1.5 x 150mm	5020-81125	472,00
1.5 x 250mm	5020-81126	486,00
2.1 x 30mm	5020-04011	318,00
2.1 x 50mm	5020-04012	318,00
2.1 x 75mm	5020-04013	328,00
2.1 x 100mm	5020-04014	329,00
2.1 x 150mm	5020-04015	360,00
2.1 x 250mm	5020-04016	390,00
3.0 x 30mm	5020-04021	318,00
3.0 x 50mm	5020-04022	318,00
3.0 x 75mm	5020-04023	328,00
3.0 x 100mm	5020-04024	329,00
3.0 x 150mm	5020-04025	360,00
3.0 x 250mm	5020-04026	390,00
4.0 x 30mm	5020-04031	318,00
4.0 x 50mm	5020-04032	318,00
4.0 x 75mm	5020-04033	328,00
4.0 x 100mm	5020-04034	329,00
4.0 x 150mm	5020-04035	360,00
4.0 x 250mm	5020-04036	390,00
4.6 x 30mm	5020-04041	318,00
4.6 x 50mm	5020-04042	318,00
4.6 x 75mm	5020-04043	328,00
4.6 x 100mm	5020-04044	329,00
4.6 x 150mm	5020-04045	360,00
4.6 x 250mm	5020-04046	390,00



Inertsil® ODS-4: die aktuellste Neuentwicklung von GL Sciences zeichnet sich durch eine nochmals verbesserte Abschirmung der Kieselgeloberfläche durch ultimative Deaktivierungsprozeduren aus. Dadurch werden Interaktionen

von Analyten mit Silanolgruppen an der Oberfläche nahezu komplett unterbunden. Das Resultat sind scharfe und symmetrische Peaks, da die Trennung der Komponenten fast vollständig aufgrund hydrophober Wechselwirkungen mit der C18-Modifizierung erfolgt. Zudem ist das **Inertsil™**-Basismaterial nahezu frei von Fremdmetallspuren – wichtig bei der Verwendung von chelatierenden Substanzen für die Analyse, da zeitraubende Equilibrierungs- oder Maskingprozeduren wegfallen können – und mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit und hoher Lebensdauer.

Inertsil ODS-4, 5µm, Column

		€
1.0 x 30 mm	5020-81011	444,00
1.0 x 50 mm	5020-81012	444,00
1.0 x 75 mm	5020-81013	451,00
1.0 x 100 mm	5020-81014	458,00
1.0 x 150 mm	5020-81015	472,00
1.0 x 250 mm	5020-81016	486,00
1.5 x 30 mm	5020-81021	444,00
1.5 x 50 mm	5020-81022	444,00
1.5 x 75 mm	5020-81023	451,00
1.5 x 100 mm	5020-81024	458,00
1.5 x 150 mm	5020-81025	472,00
1.5 x 250 mm	5020-81026	486,00
2.1 x 30 mm	5020-03911	265,00
2.1 x 50 mm	5020-03912	265,00
2.1 x 75 mm	5020-03913	276,00
2.1 x 100 mm	5020-03914	276,00
2.1 x 150 mm	5020-03915	307,00
2.1 x 250 mm	5020-03916	339,00
3.0 x 30 mm	5020-03921	265,00
3.0 x 50 mm	5020-03922	265,00
3.0 x 75 mm	5020-03923	276,00
3.0 x 100 mm	5020-03924	276,00
3.0 x 150 mm	5020-03925	307,00
3.0 x 250 mm	5020-03926	339,00
4.0 x 30 mm	5020-03931	265,00
4.0 x 50 mm	5020-03932	265,00
4.0 x 75 mm	5020-03933	276,00
4.0 x 100 mm	5020-03934	276,00
4.0 x 150 mm	5020-03935	307,00
4.0 x 250 mm	5020-03936	339,00
4.6 x 30 mm	5020-03941	265,00
4.6 x 50 mm	5020-03942	265,00
4.6 x 75 mm	5020-03943	276,00
4.6 x 100 mm	5020-03944	276,00
4.6 x 150 mm	5020-03945	307,00
4.6 x 250 mm	5020-03946	339,00

Inertsil ODS-4, 3µm, Cartridge Guard Column E (10mm Cartridge Length)

		€
HOLDER for 10mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-3u-ODS4	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-3u-ODS4	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-3u-ODS4	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-3u-ODS4	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-3u-ODS4	288,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-3u-ODS4	288,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-3u-ODS4	288,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-3u-ODS4	288,00
1.5mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		
(20mm Cartridge Length)		
HOLDER for 20mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5u-ODS4	271,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5u-ODS4	271,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5u-ODS4	373,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5u-ODS4	373,00

Inertsil ODS-4, 3µm, Conventional Guard Columns

4.0 x 10mm	5020-08200-3u-ODS4	169,00
2.1 x 50mm	5020-08100-3u-ODS4-21	203,00
3.0 x 50mm	5020-08100-3u-ODS4-30	203,00
4.0 x 50mm	5020-08100-3u-ODS4-40	203,00
4.6 x 50mm	5020-08100-3u-ODS4-46	203,00

Inertsil ODS-4, 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES 1.0 mm ID	5020-08517-5u-ODS4	186,00
2 CARTRIDGES 1.5 mm ID	5020-08518-5u-ODS4	186,00
2 CARTRIDGES 3.0 mm ID	5020-08515-5u-ODS4	186,00
2 CARTRIDGES 4.0 mm ID	5020-08510-5u-ODS4	186,00
HOLDER + 2 CARTRIDGES 1.0 mm ID	5020-08527-5u-ODS4	286,00
HOLDER + 2 CARTRIDGES 1.5 mm ID	5020-08528-5u-ODS4	286,00
HOLDER + 2 CARTRIDGES 3.0 mm ID	5020-08525-5u-ODS4	286,00
HOLDER + 2 CARTRIDGES 4.0 mm ID	5020-08520-5u-ODS4	286,00
(20 mm Cartridge Length)		
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES 3.0 mm ID	5020-08565-5u-ODS4	270,00
2 CARTRIDGES 4.0 mm ID	5020-08560-5u-ODS4	270,00
HOLDER + 2 CARTRIDGES 3.0 mm ID	5020-08575-5u-ODS4	371,00
HOLDER + 2 CARTRIDGES 4.0 mm ID	5020-08570-5u-ODS4	371,00

Inertsil ODS-4, 5µm, Conventional Guard Columns


4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-ODS4	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08200-5u-ODS4-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08200-5u-ODS4-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08200-5u-ODS4-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08200-5u-ODS4-46	202,00

Inertsil ODS-4, 5µm, Preparative Columns


6.0 x 100 mm	5020-03954	401,00
6.0 x 150 mm	5020-03955	424,00
6.0 x 250 mm	5020-03956	460,00
7.6 x 250 mm	5020-03966	648,00
10.0 x 250 mm	5020-81056	1.296,00
20.0 x 250 mm	5020-81066	2.355,00

Inertsil ODS-4, 5µm, Preparative Guard Columns

6.0 x 50 mm	5020-03957	377,00
7.6 x 50 mm	5020-03967	448,00
10.0 x 50 mm	5020-81057	942,00
20.0 x 50 mm	5020-81067	1.496,00



DIE VALIDIERTE HPLC-SÄULE: INERTSIL ODS-3V



INERTSIL ODS-3V

INERTSIL ODS-3V (Validated), 5µm, Columns

	€
3.0 x 150 mm	5020-01821 313,00
3.0 x 250 mm	5020-01822 350,00
4.0 x 150 mm	5020-01811 313,00
4.0 x 250 mm	5020-01812 350,00
4.6 x 150 mm	5020-01801 313,00
4.6 x 250 mm	5020-01802 350,00

INERTSIL ODS-3V, 5µm, Columns for Validation

3 Packs from a same batch

3.0 x 150 mm	5020-[3.0 x 150-1 batch]	938,00
3.0 x 250 mm	5020-[3.0 x 250-1 batch]	1.050,00
4.0 x 150 mm	5020-[4.0 x 150-1 batch]	938,00
4.0 x 250 mm	5020-[4.0 x 250-1 batch]	1.050,00
4.6 x 150 mm	5020-[4.6 x 150-1 batch]	938,00
4.6 x 250 mm	5020-[4.6 x 250-1 batch]	1.050,00


3 Packs from 3 different batches

3.0 x 150 mm	5020-[3.0 x 150-3 batches]	938,00
3.0 x 250 mm	5020-[3.0 x 250-3 batches]	1.050,00
4.0 x 150 mm	5020-[4.0 x 150-3 batches]	938,00
4.0 x 250 mm	5020-[4.0 x 250-3 batches]	1.050,00
4.6 x 150 mm	5020-[4.6 x 150-3 batches]	938,00
4.6 x 250 mm	5020-[4.6 x 250-3 batches]	1.050,00

Technische Daten

Inertsil ODS-3 und ODS-3V

Korngröße:	3 & 5 µm
Teilchenform:	sphärisch
Reinheit:	99,999 %
Porenweite:	100 Å
Spez. Oberfläche:	450 m ² /g
Kohlenstoffgehalt:	15,0 %



- 99,999 % reines Kieselgel
- Frei von Metallspuren
- Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- Sehr gute Reproduzierbarkeit
- Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL ODS-3

INERTSIL ODS-3

Inertsil ODS-3, 2um, Column

		€
2.1 x 50 mm	5020-84652	488,00
3.0 x 50 mm	5020-84662	488,00

Inertsil ODS-3, 3um, Capillary EX-Nano Columns

0.05 x 50 mm	5020-01960-ODS3-3u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-ODS3-3u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-ODS3-3u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-ODS3-3u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-ODS3-3u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-ODS3-3u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-ODS3-3u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-ODS3-3u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-ODS3-3u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-ODS3-3u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-ODS3-3u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-ODS3-3u	500,00
LCap. Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil ODS-3, 3um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-ODS3-3u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-ODS3-3u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-ODS3-3u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-ODS3-3u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-ODS3-3u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-ODS3-3u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-ODS3-3u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil ODS-3, 3um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-84411	444,00
1.0 x 50 mm	5020-84412	444,00
1.0 x 75 mm	5020-84413	451,00
1.0 x 100 mm	5020-84414	458,00
1.0 x 150 mm	5020-13360	472,00
1.0 x 250 mm	5020-3u-ODS3-10-250	486,00
1.5 x 33 mm	5020-84421	444,00
1.5 x 50 mm	5020-84422	444,00
1.5 x 75 mm	5020-84423	451,00
1.5 x 100 mm	5020-84424	458,00
1.5 x 150 mm	5020-13350	472,00
1.5 x 250 mm	5020-3u-ODS3-15-250	486,00
2.1 x 33 mm	5020-04411	271,00
2.1 x 50 mm	5020-04412	271,00
2.1 x 75 mm	5020-04413	281,00
2.1 x 100 mm	5020-04414	292,00
2.1 x 150 mm	5020-04415	313,00
2.1 x 250 mm	5020-04416	343,00
3.0 x 33 mm	5020-04421	271,00
3.0 x 50 mm	5020-04422	271,00
3.0 x 75 mm	5020-04423	281,00
3.0 x 100 mm	5020-04424	292,00
3.0 x 150 mm	5020-04425	313,00
3.0 x 250 mm	5020-04426	343,00
4.0 x 33 mm	5020-04431	271,00
4.0 x 50 mm	5020-04432	271,00
4.0 x 75 mm	5020-04433	281,00
4.0 x 100 mm	5020-01790	292,00
4.0 x 150 mm	5020-04435	313,00
4.0 x 250 mm	5020-04436	343,00
4.6 x 33 mm	5020-04441	271,00
4.6 x 50 mm	5020-01774	271,00
4.6 x 75 mm	5020-01770	281,00
4.6 x 100 mm	5020-01775	292,00
4.6 x 150 mm	5020-01771	313,00
4.6 x 250 mm	5020-01772	343,00

Inertsil ODS-3, 3um, Cartridge Guard Column E

(10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-3u-ODS3	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-3u-ODS3	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-3u-ODS3	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-3u-ODS3	186,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08527-3u-ODS3	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08528-3u-ODS3	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08525-3u-ODS3	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08520-3u-ODS3	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08565-3u-ODS3	270,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08560-3u-ODS3	270,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08575-3u-ODS3	371,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08570-3u-ODS3	371,00

Inertsil ODS-3, 3um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-3u-ODS3	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-3u-ODS3-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-3u-ODS3-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-3u-ODS3-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-3u-ODS3-46	202,00

Inertsil ODS-3, 4um, Columns

2.1 x 33 mm	5020-04611	244,00
2.1 x 50 mm	5020-04612	244,00
2.1 x 75 mm	5020-04613	254,00
2.1 x 100 mm	5020-04614	265,00
2.1 x 150 mm	5020-04615	286,00
2.1 x 250 mm	5020-04616	317,00
3.0 x 33 mm	5020-04621	244,00
3.0 x 50 mm	5020-04622	244,00
3.0 x 75 mm	5020-04623	254,00
3.0 x 100 mm	5020-04624	265,00
3.0 x 150 mm	5020-04625	286,00
3.0 x 250 mm	5020-04626	317,00
4.0 x 33 mm	5020-04631	244,00
4.0 x 50 mm	5020-04632	244,00
4.0 x 75 mm	5020-04633	254,00
4.0 x 100 mm	5020-04634	265,00
4.0 x 150 mm	5020-04635	286,00
4.0 x 250 mm	5020-04636	317,00
4.6 x 33 mm	5020-04641	244,00
4.6 x 50 mm	5020-04642	244,00
4.6 x 75 mm	5020-04643	254,00
4.6 x 100 mm	5020-04644	265,00
4.6 x 150 mm	5020-04645	286,00
4.6 x 250 mm	5020-04646	317,00
4.6 x 300 mm	5020-04647	349,00

Inertsil ODS-3, 4um, Cartridge Guard Column E

(10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08517-4u-ODS3	186,00
2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08518-4u-ODS3	186,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08515-4u-ODS3	186,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08510-4u-ODS3	186,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08527-4u-ODS3	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08528-4u-ODS3	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08525-4u-ODS3	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08520-4u-ODS3	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08565-4u-ODS3	270,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08560-4u-ODS3	270,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08575-4u-ODS3	371,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08570-4u-ODS3	371,00

Inertsil ODS-3, 4um, Columns

6.0 x 50 mm	5020-07021	375,00
7.6 x 50 mm	5020-07022	439,00
10.0 x 50 mm	5020-07023	963,00
20.0 x 50 mm	5020-07024	1.358,00
30.0 x 50 mm	5020-07025	2.514,00

Inertsil ODS-3, 5um, Capillary EX-Nano Columns

0.05 x 50 mm	5020-01960-ODS3-5u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-ODS3-5u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-ODS3-5u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-ODS3-5u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-ODS3-5u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-ODS3-5u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-ODS3-5u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-ODS3-5u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-ODS3-5u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-ODS3-5u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-ODS3-5u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-ODS3-5u	500,00
LCap. Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil ODS-3 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-ODS3-5u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-ODS3-5u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-ODS3-5u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-ODS3-5u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-ODS3-5u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-ODS3-5u	472,00
0.3 x 2 mm guard column	5020-01876-ODS3-5u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

INERTSIL ODS-3

Inertsil ODS-3, 5µm, Columns

		€
1.0 x 33 mm	5020-84511	444,00
1.0 x 50 mm	5020-84512	444,00
1.0 x 75 mm	5020-84513	451,00
1.0 x 100 mm	5020-84514	458,00
1.0 x 150 mm	5020-13251	472,00
1.0 x 250 mm	5020-13252	486,00
1.5 x 33 mm	5020-84521	444,00
1.5 x 50 mm	5020-84522	444,00
1.5 x 75 mm	5020-84523	451,00
1.5 x 100 mm	5020-84524	458,00
1.5 x 150 mm	5020-13241	472,00
1.5 x 250 mm	5020-13242	486,00
2.1 x 33 mm	5020-04511	218,00
2.1 x 50 mm	5020-04512	218,00
2.1 x 75 mm	5020-04513	229,00
2.1 x 100 mm	5020-04514	239,00
2.1 x 150 mm	5020-01741	260,00
2.1 x 250 mm	5020-01742	292,00
3.0 x 33 mm	5020-04521	218,00
3.0 x 50 mm	5020-04522	218,00
3.0 x 75 mm	5020-04523	229,00
3.0 x 100 mm	5020-04524	239,00
3.0 x 150 mm	5020-01751	260,00
3.0 x 250 mm	5020-01752	292,00
4.0 x 33 mm	5020-04531	218,00
4.0 x 50 mm	5020-04532	218,00
4.0 x 75 mm	5020-04533	229,00
4.0 x 100 mm	5020-01766	239,00
4.0 x 150 mm	5020-01761	260,00
4.0 x 250 mm	5020-01762	292,00
4.6 x 33 mm	5020-04541	218,00
4.6 x 50 mm	5020-01763	218,00
4.6 x 75 mm	5020-01764	229,00
4.6 x 100 mm	5020-01765	239,00
4.6 x 150 mm	5020-01731	260,00
4.6 x 250 mm	5020-01732	292,00

Inertsil ODS-3, 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5u-ODS3	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5u-ODS3	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5u-ODS3	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5u-ODS3	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5u-ODS3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5u-ODS3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5u-ODS3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5u-ODS3	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5u-ODS3	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5u-ODS3	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5u-ODS3	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5u-ODS3	371,00

Inertsil ODS-3, 5µm, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-ODS3	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-ODS3-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-ODS3-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-ODS3-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-ODS3-46	202,00

- 99,999 % reines Kieselgel
- Frei von Metallspuren
- Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- Sehr gute Reproduzierbarkeit
- Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

Inertsil ODS-3, Preparative Columns

		€
6.0 x 50 mm	5020-07011	377,00
6.0 x 100 mm	5020-04554	401,00
6.0 x 150 mm	5020-01733	424,00
6.0 x 250 mm	5020-01734	460,00
7.6 x 50 mm	5020-07012	448,00
7.6 x 250 mm	5020-06802	648,00
10.0 x 50 mm	5020-07013	942,00
10.0 x 250 mm	5020-06812	1.296,00
20.0 x 50 mm	5020-07014	1.496,00
20.0 x 250 mm	5020-06822	2.355,00
30.0 x 50 mm	5020-07015	2.779,00
30.0 x 250 mm	5020-06832	4.121,00
50.0 x 250 mm	5020-06852	8.901,00

Inertsil ODS-3, Preparative Guard Columns

6.0 x 50 mm	5020-04557	260,00
7.6 x 50 mm	5020-06801	330,00
10.0 x 50 mm	5020-06811	648,00
20.0 x 50 mm	5020-06821	1.119,00
30.0 x 50 mm	5020-06831	1.884,00
50.0 x 75 mm	5020-06851	3.532,00

Inertsil ODS-3, Preparative column and Guard Column sets

7.6mm.I.D., 50+250 mm	5020-06805	942,00
10 mm.I.D., 50+250 mm	5020-06815	1.802,00
20 mm.I.D., 50+250 mm	5020-06825	3.297,00
30 mm.I.D., 50+250 mm	5020-06835	5.769,00

Inertsil ODS-3, Prep Cartridge Guard Column


(Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30 mm.)

Prep Guard Cartridge HOLDER	5020-06920	177,00
2 Prep CARTRIDGES	5020-06915-ODS3	177,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES	5020-06935-ODS3	313,00

This can be used as the Guard column for 7.6mm.I.D. to 20 mm.I.D. prep. columns.

Inertsil ODS-3 2 µm

- Absolut sphärisch
- Sofort verfügbar
- < 160.000 m⁻¹ garantierte theor. Böden
- Verwendbar in Standard-HPLC-Anlagen
- 3fach schnellere Analytik als 3 µm Materialien
- Typischer Gegendruck: 20 - 30 MPa



INERTSIL ODS-SPRINT

INERTSIL ODS-Sprint

Inertsil ODS-Sprint, 3µm, Columns		€
2.1 x 20 mm	5020-02811	271,00
2.1 x 50 mm	5020-02812	271,00
2.1 x 75 mm	5020-02813	281,00
2.1 x 100 mm	5020-02814	292,00
2.1 x 150 mm	5020-02815	313,00
2.1 x 250 mm	5020-02816	343,00
4.6 x 20 mm	5020-02841	271,00
4.6 x 50 mm	5020-02842	271,00
4.6 x 75 mm	5020-02843	281,00
4.6 x 100 mm	5020-02844	292,00
4.6 x 150 mm	5020-02845	313,00
4.6 x 250 mm	5020-02846	343,00

Inertsil ODS-Sprint, 3µm, Cartridge Guard Column E

(10 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-3u-ODS-SP	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-3u-ODS-SP	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-3u-ODS-SP	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-3u-ODS-SP	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-3u-ODS-SP	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-3u-ODS-SP	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-3u-ODS-SP	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-3u-ODS-SP	286,00
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		
(20 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-3u-ODS-SP	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-3u-ODS-SP	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-3u-ODS-SP	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-3u-ODS-SP	371,00

Inertsil ODS-Sprint, 3µm, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-3u-ODS-SP	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-3u-ODS-SP-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-3u-ODS-SP-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-3u-ODS-SP-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-3u-ODS-SP-46	202,00

Inertsil ODS-Sprint, 5µm, Columns

		€
2.1 x 20 mm	5020-02711	218,00
2.1 x 50 mm	5020-02712	218,00
2.1 x 75 mm	5020-02713	229,00
2.1 x 100 mm	5020-02714	239,00
2.1 x 150 mm	5020-02715	260,00
2.1 x 250 mm	5020-02716	292,00
4.6 x 20 mm	5020-02741	218,00
4.6 x 50 mm	5020-02742	218,00
4.6 x 75 mm	5020-02743	229,00
4.6 x 100 mm	5020-02744	239,00
4.6 x 150 mm	5020-02745	260,00
4.6 x 250 mm	5020-02746	292,00

Inertsil ODS-Sprint, 5µm, Cartridge Guard Column E

(10 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5u-ODS-SP	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5u-ODS-SP	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5u-ODS-SP	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5u-ODS-SP	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5u-ODS-SP	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5u-ODS-SP	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5u-ODS-SP	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5u-ODS-SP	286,00
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		
(20 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5u-ODS-SP	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5u-ODS-SP	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5u-ODS-SP	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5u-ODS-SP	371,00

Inertsil ODS-Sprint, 5µm, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-ODSEP	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSEP-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSEP-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSEP-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSEP-46	202,00

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Hervorragend geeignet für Hochdurchsatz-Screening
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL ODS-EP

INERTSIL ODS-EP

Inertsil ODS-EP 5um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-ODSEP-5u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-ODSEP-5u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-ODSEP-5u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-ODSEP-5u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-ODSEP-5u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-ODSEP-5u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-ODSEP-5u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-ODSEP-5u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-ODSEP-5u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-ODSEP-5u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-ODSEP-5u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-ODSEP-5u	500,00
L.Cap. Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil ODS-EP 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-ODSEP-5u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-ODSEP-5u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-ODSEP-5u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-ODSEP-5u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-ODSEP-5u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-ODSEP-5u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-ODSEP-5u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil ODS-EP, 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-18211	444,00
1.0 x 50 mm	5020-18212	444,00
1.0 x 75 mm	5020-18213	451,00
1.0 x 100 mm	5020-18214	458,00
1.0 x 150 mm	5020-18215	472,00
1.0 x 250 mm	5020-18216	486,00
1.5 x 33 mm	5020-18221	444,00
1.5 x 50 mm	5020-18222	444,00
1.5 x 75 mm	5020-18223	451,00
1.5 x 100 mm	5020-18224	458,00
1.5 x 150 mm	5020-18225	472,00
1.5 x 250 mm	5020-18226	486,00
2.1 x 33 mm	5020-02611	218,00
2.1 x 50 mm	5020-02612	218,00
2.1 x 75 mm	5020-02613	229,00
2.1 x 100 mm	5020-02614	239,00
2.1 x 150 mm	5020-02615	260,00
2.1 x 250 mm	5020-02616	292,00
3.0 x 33 mm	5020-02621	218,00
3.0 x 50 mm	5020-02622	218,00
3.0 x 75 mm	5020-02623	229,00
3.0 x 100 mm	5020-02624	239,00
3.0 x 150 mm	5020-02625	260,00
3.0 x 250 mm	5020-02626	292,00
4.0 x 33 mm	5020-02631	218,00
4.0 x 50 mm	5020-02632	218,00
4.0 x 75 mm	5020-02633	229,00
4.0 x 100 mm	5020-02634	239,00
4.0 x 150 mm	5020-02635	260,00
4.0 x 250 mm	5020-02636	292,00
4.6 x 33 mm	5020-02641	218,00
4.6 x 50 mm	5020-02642	218,00
4.6 x 75 mm	5020-02643	229,00
4.6 x 100 mm	5020-02644	239,00
4.6 x 150 mm	5020-02645	260,00
4.6 x 250 mm	5020-02646	292,00

Inertsil ODS-EP, 5um, Cartridge Guard Column E

Inertsil ODS-EP, 5um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08517-5u-ODSEP	186,00
2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08518-5u-ODSEP	186,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08515-5u-ODSEP	186,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08510-5u-ODSEP	186,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08527-5u-ODSEP	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08528-5u-ODSEP	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08525-5u-ODSEP	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08520-5u-ODSEP	286,00
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		
(20 mm Cartridge Length)		
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08565-5u-ODSEP	270,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08560-5u-ODSEP	270,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08575-5u-ODSEP	371,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08570-5u-ODSEP	371,00

Inertsil ODS-EP, 5um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-ODSEP	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSEP-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSEP-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSEP-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSEP-46	202,00

Inertsil ODS-EP, Preparative Columns

6.0 x 50 mm	5020-02652	377,00
6.0 x 100 mm	5020-02654	401,00
6.0 x 150 mm	5020-02655	424,00
6.0 x 250 mm	5020-02656	460,00
7.6 x 50 mm	5020-02662	448,00
7.6 x 250 mm	5020-02666	648,00
10.0 x 50 mm	5020-18252	942,00
10.0 x 250 mm	5020-18256	1.296,00
20.0 x 50 mm	5020-18262	1.496,00
20.0 x 250 mm	5020-18266	2.355,00
30.0 x 50 mm	5020-18272	2.779,00
30.0 x 250 mm	5020-18276	4.121,00
50.0 x 250 mm	5020-18286	8.901,00

Inertsil ODS-EP, Preparative Guard Columns

6.0 x 50 mm	5020-02657	260,00
7.6 x 50 mm	5020-02667	330,00
10.0 x 50 mm	5020-18257	648,00
20.0 x 50 mm	5020-18267	1.119,00
30.0 x 50 mm	5020-18277	1.884,00
50.0 x 75 mm	5020-18287	3.532,00

Inertsil ODS-EP, Preparative column and Guard Column sets

7.6mmI.D., 50+250 mm	5020-ODSEP-76-50,250	942,00
10 mmI.D., 50+250 mm	5020-ODSEP-100-50,250	1.802,00
20 mmI.D., 50+250 mm	5020-ODSEP-200-50,250	3.297,00
30 mmI.D., 50+250 mm	5020-ODSEP-300-50,250	5.769,00

Inertsil ODS-EP, Prep Cartridge Guard Column (Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30 mm.)

Prep Guard Cartridge Holder	5020-06920	177,00
Prep Cartridge2pcs	5020-06915-ODSEP	177,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES	5020-06935-ODSEP	330,00

This can be used as the Guard column for 7.6mmI.D. to20 mmI.D. prep. columns.

- 99,999 % reines Kieselgel
- Frei von Metallspuren
- Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- Sehr gute Reproduzierbarkeit
- Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL ODS-P

INERTSIL ODS-P

Inertsil ODS-P 5um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-ODSP-5u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-ODSP-5u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-ODSP-5u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-ODSP-5u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-ODSP-5u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-ODSP-5u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-ODSP-5u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-ODSP-5u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-ODSP-5u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-ODSP-5u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-ODSP-5u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-ODSP-5u	500,00
L.Cap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil ODS-P 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-ODSP-5u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-ODSP-5u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-ODSP-5u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-ODSP-5u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-ODSP-5u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-ODSP-5u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-ODSP-5u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil ODS-P, 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-84711	444,00
1.0 x 50 mm	5020-84712	444,00
1.0 x 75 mm	5020-84713	451,00
1.0 x 100 mm	5020-84714	458,00
1.0 x 150 mm	5020-84715	472,00
1.0 x 250 mm	5020-84716	486,00
1.5 x 33 mm	5020-84721	444,00
1.5 x 50 mm	5020-84722	444,00
1.5 x 75 mm	5020-84723	451,00
1.5 x 100 mm	5020-84724	458,00
1.5 x 150 mm	5020-84725	472,00
1.5 x 250 mm	5020-84726	486,00
2.1 x 33 mm	5020-04711	218,00
2.1 x 50 mm	5020-04712	218,00
2.1 x 75 mm	5020-04713	229,00
2.1 x 100 mm	5020-04714	239,00
2.1 x 150 mm	5020-04715	260,00
2.1 x 250 mm	5020-04716	292,00
3.0 x 33 mm	5020-04721	218,00
3.0 x 50 mm	5020-04722	218,00
3.0 x 75 mm	5020-04723	229,00
3.0 x 100 mm	5020-04724	239,00
3.0 x 150 mm	5020-04725	260,00
3.0 x 250 mm	5020-04726	292,00
4.0 x 33 mm	5020-04731	218,00
4.0 x 50 mm	5020-04732	218,00
4.0 x 75 mm	5020-04733	229,00
4.0 x 100 mm	5020-04734	239,00
4.0 x 150 mm	5020-04735	260,00
4.0 x 250 mm	5020-04736	292,00
4.6 x 33 mm	5020-04741	218,00
4.6 x 50 mm	5020-04742	218,00
4.6 x 75 mm	5020-04743	229,00
4.6 x 100 mm	5020-04744	239,00
4.6 x 150 mm	5020-02001	260,00
4.6 x 250 mm	5020-02002	292,00

Inertsil ODS-P, 5um, Cartridge Guard Column E

(10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08517-5u-ODSP	186,00
2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08518-5u-ODSP	186,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08515-5u-ODSP	186,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08510-5u-ODSP	186,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08527-5u-ODSP	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08528-5u-ODSP	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08525-5u-ODSP	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08520-5u-ODSP	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08565-5u-ODSP	270,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08560-5u-ODSP	270,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08575-5u-ODSP	371,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08570-5u-ODSP	371,00

Inertsil ODS-P, 5um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-ODSP	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSP-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSP-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSP-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-ODSP-46	202,00

Inertsil ODS-P, Preparative Columns

6.0 x 50 mm	5020-04752	377,00
6.0 x 100 mm	5020-04754	401,00
6.0 x 150 mm	5020-04755	424,00
6.0 x 250 mm	5020-04756	460,00
7.6 x 50 mm	5020-04762	448,00
7.6 x 250 mm	5020-04766	648,00
10.0 x 50 mm	5020-84752	942,00
10.0 x 250 mm	5020-84756	1.296,00
20.0 x 50 mm	5020-84762	1.496,00
20.0 x 250 mm	5020-84766	2.355,00
30.0 x 50 mm	5020-84772	2.779,00
30.0 x 250 mm	5020-84776	4.121,00
50.0 x 250 mm	5020-84786	8.901,00

Inertsil ODS-P, Preparative Guard Columns

6.0 x 50 mm	5020-04757	260,00
7.6 x 50 mm	5020-04767	330,00
10.0 x 50 mm	5020-84757	648,00
20.0 x 50 mm	5020-84767	1.119,00
30.0 x 50 mm	5020-84777	1.884,00
50.0 x 75 mm	5020-84787	3.532,00

Inertsil ODS-P, Preparative column and Guard Column sets

7.6mmI.D., 50+250 mm	5020-ODSP-76-50,250	942,00
10 mmI.D., 50+250 mm	5020-ODSP-100-50,250	1.802,00
20 mmI.D., 50+250 mm	5020-ODSP-200-50,250	3.297,00
30 mmI.D., 50+250 mm	5020-ODSP-300-50,250	5.769,00

Inertsil ODS-P, Prep Cartridge Guard Column

(Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30 mm.)

Prep Guard Cartridge Holder	5020-06920	177,00
Prep Cartridge2pcs	5020-06915-ODSP	177,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES	5020-06935-ODSP	330,00

This can be used as the Guard column for 7.6mmI.D. to20 mmI.D. prep. columns.

- ➡ Polymerische C-18 Modifizierung
- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL SULFA C18

INERTSIL Sulfa C18

		€
Inertsil Sulfa C18, 3µm, Columns		
2.1 x 100 mm	5020-07504	343,00
2.1 x 150 mm	5020-07505	364,00
3.0 x 100 mm	5020-07514	343,00
3.0 x 150 mm	5020-07515	364,00
4.0 x 100 mm	5020-07524	343,00
4.0 x 150 mm	5020-07525	364,00
4.6 x 100 mm	5020-07534	343,00
4.6 x 150 mm	5020-07535	364,00

Inertsil Sulfa C18, 3µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-3u-SULFA	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-3u-SULFA	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-3u-SULFA	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-3u-SULFA	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-3u-SULFA	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-3u-SULFA	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-3u-SULFA	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-3u-SULFA	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-3u-SULFA	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-3u-SULFA	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-3u-SULFA	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-3u-SULFA	371,00

Inertsil Sulfa C18, 5µm, Columns

2.1 x 150 mm	5020-07545	313,00
2.1 x 250 mm	5020-07546	343,00
3.0 x 150 mm	5020-07555	313,00
3.0 x 250 mm	5020-07556	343,00
4.0 x 150 mm	5020-07565	313,00
4.0 x 250 mm	5020-07566	343,00
4.6 x 150 mm	5020-07575	313,00
4.6 x 250 mm	5020-07576	343,00

Inertsil Sulfa C18, 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5u-SULFA	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5u-SULFA	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5u-SULFA	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5u-SULFA	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5u-SULFA	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5u-SULFA	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5u-SULFA	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5u-SULFA	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5u-SULFA	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5u-SULFA	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5u-SULFA	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5u-SULFA	371,00

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität
- ➡ Analytik von Sulfonamid-basierten Wirkstoffen
- ➡ Screening von antibakteriellen Pharmazeutika

INERTSIL C8-3

INERTSIL C8-3

Inertsil C8-3, 3um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-C8-3-3u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-C8-3-3u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-C8-3-3u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-C8-3-3u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-C8-3-3u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-C8-3-3u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-C8-3-3u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-C8-3-3u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-C8-3-3u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-C8-3-3u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-C8-3-3u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-C8-3-3u	500,00
LCap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil C8-3, 3um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-C8-3-3u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-C8-3-3u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-C8-3-3u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-C8-3-3u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-C8-3-3u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-C8-3-3u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-C8-3-3u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil C8-3, 3um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-84811	444,00
1.0 x 50 mm	5020-84812	444,00
1.0 x 75 mm	5020-84813	451,00
1.0 x 100 mm	5020-84814	458,00
1.0 x 150 mm	5020-13522	472,00
1.0 x 250 mm	5020-3u-C8-3-10-250	486,00
1.5 x 33 mm	5020-84821	444,00
1.5 x 50 mm	5020-84822	444,00
1.5 x 75 mm	5020-84823	451,00
1.5 x 100 mm	5020-84824	458,00
1.5 x 150 mm	5020-13520	472,00
1.5 x 250 mm	5020-3u-C8-3-15-250	486,00
2.1 x 33 mm	5020-04811	271,00
2.1 x 50 mm	5020-04812	271,00
2.1 x 75 mm	5020-04813	281,00
2.1 x 100 mm	5020-04814	292,00
2.1 x 150 mm	5020-04815	313,00
2.1 x 250 mm	5020-04816	343,00
3.0 x 33 mm	5020-04821	271,00
3.0 x 50 mm	5020-04822	271,00
3.0 x 75 mm	5020-04823	281,00
3.0 x 100 mm	5020-04824	292,00
3.0 x 150 mm	5020-04825	313,00
3.0 x 250 mm	5020-04826	343,00
4.0 x 33 mm	5020-04831	271,00
4.0 x 50 mm	5020-04832	271,00
4.0 x 75 mm	5020-04833	281,00
4.0 x 100 mm	5020-01913	292,00
4.0 x 150 mm	5020-04835	313,00
4.0 x 250 mm	5020-04836	343,00
4.6 x 33 mm	5020-04841	271,00
4.6 x 50 mm	5020-04842	271,00
4.6 x 75 mm	5020-01910	281,00
4.6 x 100 mm	5020-04844	292,00
4.6 x 150 mm	5020-01911	313,00
4.6 x 250 mm	5020-01912	343,00

Inertsil C8-3, 3um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-3u-C8-3	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-3u-C8-3	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-3u-C8-3	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-3u-C8-3	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-3u-C8-3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-3u-C8-3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-3u-C8-3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-3u-C8-3	286,00
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-3u-C8-3	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-3u-C8-3	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-3u-C8-3	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-3u-C8-3	371,00

Inertsil C8-3, 3um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-3u-C8-3	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-3u-C8-3-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-3u-C8-3-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-3u-C8-3-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-3u-C8-3-46	202,00

Inertsil C8-3 5um, Capillary EX-Nano Columns

0.05 x 50 mm	5020-01960-C8-3-5u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-C8-3-5u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-C8-3-5u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-C8-3-5u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-C8-3-5u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-C8-3-5u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-C8-3-5u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-C8-3-5u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-C8-3-5u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-C8-3-5u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-C8-3-5u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-C8-3-5u	500,00
LCap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil C8-3 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-C8-3-5u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-C8-3-5u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-C8-3-5u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-C8-3-5u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-C8-3-5u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-C8-3-5u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-C8-3-5u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil C8-3, 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-84911	444,00
1.0 x 50 mm	5020-84912	444,00
1.0 x 75 mm	5020-84913	451,00
1.0 x 100 mm	5020-84914	458,00
1.0 x 150 mm	5020-13512	472,00
1.0 x 250 mm	5020-84916	486,00
1.5 x 33 mm	5020-84921	444,00
1.5 x 50 mm	5020-84922	444,00
1.5 x 75 mm	5020-84923	451,00
1.5 x 100 mm	5020-84924	458,00
1.5 x 150 mm	5020-13510	472,00
1.5 x 250 mm	5020-84926	486,00
2.1 x 33 mm	5020-04911	218,00
2.1 x 50 mm	5020-04912	218,00
2.1 x 75 mm	5020-04913	229,00
2.1 x 100 mm	5020-04914	239,00
2.1 x 150 mm	5020-04915	260,00
2.1 x 250 mm	5020-04916	292,00
3.0 x 33 mm	5020-04921	218,00
3.0 x 50 mm	5020-04922	218,00
3.0 x 75 mm	5020-04923	229,00
3.0 x 100 mm	5020-04924	239,00
3.0 x 150 mm	5020-04925	260,00
3.0 x 250 mm	5020-04926	292,00
4.0 x 33 mm	5020-04931	218,00
4.0 x 50 mm	5020-04932	218,00
4.0 x 75 mm	5020-04933	229,00
4.0 x 100 mm	5020-04934	239,00
4.0 x 150 mm	5020-01902	260,00
4.0 x 250 mm	5020-01903	292,00
4.6 x 33 mm	5020-04941	218,00
4.6 x 50 mm	5020-04942	218,00
4.6 x 75 mm	5020-04943	229,00
4.6 x 100 mm	5020-04944	239,00
4.6 x 150 mm	5020-01900	260,00
4.6 x 250 mm	5020-01901	292,00

INERTSIL C8-3

Inertsil C8-3, 5um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5u-C8-3	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5u-C8-3	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5u-C8-3	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5u-C8-3	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5u-C8-3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5u-C8-3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5u-C8-3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5u-C8-3	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5u-C8-3	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5u-C8-3	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5u-C8-3	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5u-C8-3	371,00

Inertsil C8-3, 5um, Conventional Guard Columns

		€
4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-C8-3	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-C8-3-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-C8-3-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-C8-3-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-C8-3-46	202,00

Inertsil C8-3, Preparative Columns

6.0 x 50 mm	5020-04952	377,00
6.0 x 100 mm	5020-04954	401,00
6.0 x 150 mm	5020-04955	424,00
6.0 x 250 mm	5020-04956	460,00
7.6 x 50 mm	5020-04962	448,00
7.6 x 250 mm	5020-04966	648,00
10.0 x 50 mm	5020-84952	942,00
10.0 x 250 mm	5020-84956	1.296,00
20.0 x 50 mm	5020-84962	1.496,00
20.0 x 250 mm	5020-84966	2.355,00
30.0 x 50 mm	5020-84972	2.779,00
30.0 x 250 mm	5020-84976	4.121,00
50.0 x 250 mm	5020-84986	8.901,00

Inertsil C8-3, Preparative Guard Columns

6.0 x 50 mm	5020-04957	260,00
7.6 x 50 mm	5020-04967	330,00
10.0 x 50 mm	5020-84957	648,00
20.0 x 50 mm	5020-84967	1.119,00
30.0 x 50 mm	5020-84977	1.884,00
50.0 x 75 mm	5020-84987	3.532,00

Inertsil C8-3, Preparative column and Guard Column sets

7.6mmI.D., 50+250 mm	5020-C8-3-76-50,250	942,00
10 mmI.D., 50+250 mm	5020-C8-3-100-50,250	1.802,00
20 mmI.D., 50+250 mm	5020-C8-3-200-50,250	3.297,00
30 mmI.D., 50+250 mm	5020-C8-3-300-50,250	5.769,00

Inertsil C8-3, Prep Cartridge Guard Column

(Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30 mm.)

Prep Guard Cartridge HOLDER	5020-06920	177,00
2 Prep CARTRIDGES	5020-06915-C8-3	177,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES	5020-06935-C8-3	330,00

This can be used as the Guard column for 7.6mmI.D. to 20 mmI.D. prep. columns.

- ▶ 99,999 % reines Kieselgel
- ▶ Frei von Metallspuren
- ▶ Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- ▶ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ▶ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL PH-3

INERTSIL Ph-3

Inertsil Ph-3, 3um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-Ph3-3u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-Ph3-3u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-Ph3-3u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-Ph3-3u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-Ph3-3u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-Ph3-3u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-Ph3-3u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-Ph3-3u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-Ph3-3u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-Ph3-3u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-Ph3-3u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-Ph3-3u	500,00
LCap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil Ph-3, 3um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-Ph3-3u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-Ph3-3u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-Ph3-3u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-Ph3-3u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-Ph3-3u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-Ph3-3u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-Ph3-3u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil Ph-3, 3um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-85011	444,00
1.0 x 50 mm	5020-85012	444,00
1.0 x 75 mm	5020-85013	451,00
1.0 x 100 mm	5020-85014	458,00
1.0 x 150 mm	5020-13622	472,00
1.0 x 250 mm	5020-3u-Ph3-10-250	486,00
1.5 x 33 mm	5020-85021	444,00
1.5 x 50 mm	5020-85022	444,00
1.5 x 75 mm	5020-85023	451,00
1.5 x 100 mm	5020-85024	458,00
1.5 x 150 mm	5020-13620	472,00
1.5 x 250 mm	5020-3u-Ph3-15-250	486,00
2.1 x 33 mm	5020-05011	271,00
2.1 x 50 mm	5020-05012	271,00
2.1 x 75 mm	5020-05013	281,00
2.1 x 100 mm	5020-05014	292,00
2.1 x 150 mm	5020-05015	313,00
2.1 x 250 mm	5020-05016	343,00
3.0 x 33 mm	5020-05021	271,00
3.0 x 50 mm	5020-05022	271,00
3.0 x 75 mm	5020-05023	281,00
3.0 x 100 mm	5020-05024	292,00
3.0 x 150 mm	5020-05025	313,00
3.0 x 250 mm	5020-05026	343,00
4.0 x 33 mm	5020-05031	271,00
4.0 x 50 mm	5020-05032	271,00
4.0 x 75 mm	5020-05033	281,00
4.0 x 100 mm	5020-01933	292,00
4.0 x 150 mm	5020-05035	313,00
4.0 x 250 mm	5020-05036	343,00
4.6 x 33 mm	5020-05041	271,00
4.6 x 50 mm	5020-05042	271,00
4.6 x 75 mm	5020-01930	281,00
4.6 x 100 mm	5020-05044	292,00
4.6 x 150 mm	5020-01931	313,00
4.6 x 250 mm	5020-01932	343,00

Inertsil Ph-3, 3um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-3u-Ph3	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-3u-Ph3	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-3u-Ph3	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-3u-Ph3	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-3u-Ph3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-3u-Ph3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-3u-Ph3	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-3u-Ph3	286,00
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-3u-Ph3	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-3u-Ph3	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-3u-Ph3	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-3u-Ph3	371,00

Inertsil Ph-3, 3um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-3u-Ph3	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-3u-Ph3-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-3u-Ph3-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-3u-Ph3-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-3u-Ph3-46	202,00

Inertsil Ph-3 5um, Capillary EX-Nano Columns

0.05 x 50 mm	5020-01960-Ph3-5u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-Ph3-5u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-Ph3-5u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-Ph3-5u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-Ph3-5u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-Ph3-5u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-Ph3-5u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-Ph3-5u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-Ph3-5u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-Ph3-5u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-Ph3-5u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-Ph3-5u	500,00
LCap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil Ph-3 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-Ph3-5u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-Ph3-5u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-Ph3-5u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-Ph3-5u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-Ph3-5u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-Ph3-5u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-Ph3-5u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil Ph-3, 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-85111	444,00
1.0 x 50 mm	5020-85112	444,00
1.0 x 75 mm	5020-85113	451,00
1.0 x 100 mm	5020-85114	458,00
1.0 x 150 mm	5020-13612	472,00
1.0 x 250 mm	5020-85116	486,00
1.5 x 33 mm	5020-85121	444,00
1.5 x 50 mm	5020-85122	444,00
1.5 x 75 mm	5020-85123	451,00
1.5 x 100 mm	5020-85124	458,00
1.5 x 150 mm	5020-13610	472,00
1.5 x 250 mm	5020-85126	486,00
2.1 x 33 mm	5020-05111	218,00
2.1 x 50 mm	5020-05112	218,00
2.1 x 75 mm	5020-05113	229,00
2.1 x 100 mm	5020-05114	239,00
2.1 x 150 mm	5020-05115	260,00
2.1 x 250 mm	5020-05116	292,00
3.0 x 33 mm	5020-05121	218,00
3.0 x 50 mm	5020-05122	218,00
3.0 x 75 mm	5020-05123	229,00
3.0 x 100 mm	5020-05124	239,00
3.0 x 150 mm	5020-05125	260,00
3.0 x 250 mm	5020-05126	292,00
4.0 x 33 mm	5020-05131	218,00
4.0 x 50 mm	5020-05132	218,00
4.0 x 75 mm	5020-05133	229,00
4.0 x 100 mm	5020-05134	239,00
4.0 x 150 mm	5020-01922	260,00
4.0 x 250 mm	5020-01923	292,00
4.6 x 33 mm	5020-05141	218,00
4.6 x 50 mm	5020-05142	218,00
4.6 x 75 mm	5020-05143	229,00
4.6 x 100 mm	5020-05144	239,00
4.6 x 150 mm	5020-01920	260,00
4.6 x 250 mm	5020-01921	292,00

INERTSIL Ph-3

Inertsil Ph-3, 5um, Cartridge Guard Column E			€	Inertsil Ph-3, Preparative Columns			€
(10 mm Cartridge Length)				6.0 x 50 mm	5020-05152	377,00	
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00		6.0 x 100 mm	5020-05154	401,00	
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5u-Ph3	186,00		6.0 x 150 mm	5020-05155	424,00	
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5u-Ph3	186,00		6.0 x 250 mm	5020-05156	460,00	
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5u-Ph3	186,00		7.6 x 50 mm	5020-05162	448,00	
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5u-Ph3	186,00		7.6 x 250 mm	5020-05166	648,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5u-Ph3	286,00		10.0 x 50 mm	5020-85152	942,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5u-Ph3	286,00		10.0 x 250 mm	5020-85156	1.296,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5u-Ph3	286,00		20.0 x 50 mm	5020-85162	1.496,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5u-Ph3	286,00		20.0 x 250 mm	5020-85166	2.355,00	
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.				30.0 x 50 mm	5020-85172	2.779,00	
(20 mm Cartridge Length)				30.0 x 250 mm	5020-85176	4.121,00	
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00		50.0 x 250 mm	5020-85186	8.901,00	
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5u-Ph3	270,00		Inertsil Ph-3, Preparative Guard Columns			
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5u-Ph3	270,00		6.0 x 50 mm	5020-05157	260,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5u-Ph3	371,00		7.6 x 50 mm	5020-05167	330,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5u-Ph3	371,00		10.0 x 50 mm	5020-85157	648,00	
Inertsil Ph-3, 5um, Conventional Guard Columns				20.0 x 50 mm	5020-85167	1.119,00	
4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-Ph3	169,00		30.0 x 50 mm	5020-85177	1.884,00	
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-Ph3-21	202,00		50.0 x 75 mm	5020-85187	3.532,00	
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-Ph3-30	202,00		Inertsil Ph-3, Preparative column and Guard Column sets			
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-Ph3-40	202,00		7.6mm.I.D., 50+250 mm	5020-Ph3-76-50,250	942,00	
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-Ph3-46	202,00		10 mm.I.D., 50+250 mm	5020-Ph3-100-50,250	1.802,00	
				20 mm.I.D., 50+250 mm	5020-Ph3-200-50,250	3.297,00	
				30 mm.I.D., 50+250 mm	5020-Ph3-300-50,250	5.769,00	
				Inertsil Ph-3, Prep Cartridge Guard Column			
				(Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30 mm.)			
				Prep Guard Cartridge HOLDER	5020-06920	177,00	
				2 Prep CARTRIDGES	5020-06915-Ph3	177,00	
				1 HOLDER, 2 CARTRIDGES	5020-06935-Ph3	330,00	
				This can be used as the Guard column for 7.6mm.I.D. to 20 mm.I.D. prep. columns.			

- ▶ 99,999 % reines Kieselgel
- ▶ Frei von Metallspuren
- ▶ Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- ▶ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ▶ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL DIOL

INERTSIL Diol

Inertsil Diol 5um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-Diol-5u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-Diol-5u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-Diol-5u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-Diol-5u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-Diol-5u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-Diol-5u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-Diol-5u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-Diol-5u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-Diol-5u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-Diol-5u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-Diol-5u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-Diol-5u	500,00
LCap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil Diol 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-Diol-5u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-Diol-5u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-Diol-5u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-Diol-5u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-Diol-5u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-Diol-5u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-Diol-5u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil Diol, 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-86511	444,00
1.0 x 50 mm	5020-86512	444,00
1.0 x 75 mm	5020-86513	451,00
1.0 x 100 mm	5020-86514	458,00
1.0 x 150 mm	5020-86515	472,00
1.0 x 250 mm	5020-86516	486,00
1.5 x 33 mm	5020-86521	444,00
1.5 x 50 mm	5020-86522	444,00
1.5 x 75 mm	5020-86523	451,00
1.5 x 100 mm	5020-86524	458,00
1.5 x 150 mm	5020-86525	472,00
1.5 x 250 mm	5020-86526	486,00
2.1 x 33 mm	5020-05611	218,00
2.1 x 50 mm	5020-05612	218,00
2.1 x 75 mm	5020-05613	229,00
2.1 x 100 mm	5020-05614	239,00
2.1 x 150 mm	5020-05615	260,00
2.1 x 250 mm	5020-05616	292,00
3.0 x 33 mm	5020-05621	218,00
3.0 x 50 mm	5020-05622	218,00
3.0 x 75 mm	5020-05623	229,00
3.0 x 100 mm	5020-05624	239,00
3.0 x 150 mm	5020-05625	260,00
3.0 x 250 mm	5020-05626	292,00
4.0 x 33 mm	5020-05631	218,00
4.0 x 50 mm	5020-05632	218,00
4.0 x 75 mm	5020-05633	229,00
4.0 x 100 mm	5020-05634	239,00
4.0 x 150 mm	5020-05635	260,00
4.0 x 250 mm	5020-05636	292,00
4.6 x 33 mm	5020-05641	218,00
4.6 x 50 mm	5020-05642	218,00
4.6 x 75 mm	5020-05643	229,00
4.6 x 100 mm	5020-05644	239,00
4.6 x 150 mm	5020-05645	260,00
4.6 x 250 mm	5020-05646	292,00

Inertsil Diol, 5um, Cartridge Guard Column E

(10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5u-Diol	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5u-Diol	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5u-Diol	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5u-Diol	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5u-Diol	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5u-Diol	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5u-Diol	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5u-Diol	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5u-Diol	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5u-Diol	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5u-Diol	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5u-Diol	371,00

Inertsil Diol, 5um, Conventional Guard Columns

		€
4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-Diol	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-Diol-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-Diol-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-Diol-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-Diol-46	202,00

Inertsil Diol, Preparative Columns

6.0 x 50 mm	5020-05652	370,00
6.0 x 100 mm	5020-05654	401,00
6.0 x 150 mm	5020-05655	424,00
6.0 x 250 mm	5020-05656	460,00
7.6 x 50 mm	5020-05662	448,00
7.6 x 250 mm	5020-05666	648,00
10.0 x 50 mm	5020-86552	942,00
10.0 x 250 mm	5020-86556	1.296,00
20.0 x 50 mm	5020-86562	1.496,00
20.0 x 250 mm	5020-86566	2.355,00
30.0 x 50 mm	5020-86572	2.779,00
30.0 x 250 mm	5020-86576	4.121,00
50.0 x 250 mm	5020-86586	8.901,00

Inertsil Diol, Preparative Guard Columns

6.0 x 50 mm	5020-05657	260,00
7.6 x 50 mm	5020-05667	330,00
10.0 x 50 mm	5020-86557	648,00
20.0 x 50 mm	5020-86567	1.119,00
30.0 x 50 mm	5020-86577	1.884,00
50.0 x 75 mm	5020-86587	3.532,00

Inertsil Diol, Preparative column and Guard Column sets

7.6mmI.D., 50+250 mm	5020-Diol-76-50,250	942,00
10 mmI.D., 50+250 mm	5020-Diol-100-50,250	1.802,00
20 mmI.D., 50+250 mm	5020-Diol-200-50,250	3.297,00
30 mmI.D., 50+250 mm	5020-Diol-300-50,250	5.769,00

Inertsil Diol, Prep Cartridge Guard Column

(Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30 mm.)

Prep Guard Cartridge Holder	5020-06920	177,00
Prep Cartridge 2pcs	5020-06915-Diol	177,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES	5020-06935-Diol	330,00

This can be used as the Guard column for 7.6mmI.D. to 20 mmI.D. prep. columns.

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL HILIC

INERTSIL HILIC

Inertsil HILIC, 5µm, Columns

		€
1.0 x 33 mm	5020-86711	444,00
1.0 x 50 mm	5020-86712	444,00
1.0 x 75 mm	5020-86713	451,00
1.0 x 100 mm	5020-86714	458,00
1.0 x 150 mm	5020-86715	472,00
1.0 x 250 mm	5020-86716	486,00
1.5 x 33 mm	5020-86721	444,00
1.5 x 50 mm	5020-86722	444,00
1.5 x 75 mm	5020-86723	451,00
1.5 x 100 mm	5020-86724	458,00
1.5 x 150 mm	5020-86725	472,00
1.5 x 250 mm	5020-86726	486,00
2.1 x 33 mm	5020-07701	218,00
2.1 x 50 mm	5020-07702	218,00
2.1 x 75 mm	5020-07703	229,00
2.1 x 100 mm	5020-07704	239,00
2.1 x 150 mm	5020-07705	260,00
2.1 x 250 mm	5020-07706	292,00
3.0 x 33 mm	5020-07711	218,00
3.0 x 50 mm	5020-07712	218,00
3.0 x 75 mm	5020-07713	229,00
3.0 x 100 mm	5020-07714	239,00
3.0 x 150 mm	5020-07715	260,00
3.0 x 250 mm	5020-07716	292,00
4.0 x 33 mm	5020-07721	218,00
4.0 x 50 mm	5020-07722	218,00
4.0 x 75 mm	5020-07723	229,00
4.0 x 100 mm	5020-07724	239,00
4.0 x 150 mm	5020-07725	260,00
4.0 x 250 mm	5020-07726	292,00
4.6 x 33 mm	5020-07731	218,00
4.6 x 50 mm	5020-07732	218,00
4.6 x 75 mm	5020-07733	229,00
4.6 x 100 mm	5020-07734	239,00
4.6 x 150 mm	5020-07735	260,00
4.6 x 250 mm	5020-07736	292,00

Inertsil HILIC, 5µm, Cartridge Guard Column E

(10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5u-HILIC	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5u-HILIC	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5u-HILIC	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5u-HILIC	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5u-HILIC	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5u-HILIC	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5u-HILIC	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5u-HILIC	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5u-HILIC	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5u-HILIC	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5u-HILIC	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5u-HILIC	371,00

Inertsil HILIC, 5µm, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-HILIC	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-HILIC-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-HILIC-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-HILIC-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-HILIC-46	202,00

Inertsil HILIC, Preparative Columns

		€
6.0 x 50 mm	5020-Hi-050-060	377,00
6.0 x 100 mm	5020-Hi-100-060	401,00
6.0 x 150 mm	5020-Hi-150-060	424,00
6.0 x 250 mm	5020-Hi-250-060	460,00
7.6 x 50 mm	5020-Hi-050-076	448,00
7.6 x 250 mm	5020-Hi-250-076	648,00
10.0 x 50 mm	5020-Hi-050-100	942,00
10.0 x 250 mm	5020-Hi-250-100	1.296,00
20.0 x 50 mm	5020-Hi-050-200	1.496,00
20.0 x 250 mm	5020-Hi-250-200	2.355,00
30.0 x 50 mm	5020-Hi-050-300	2.779,00
30.0 x 250 mm	5020-Hi-250-300	4.121,00
50.0 x 250 mm	5020-Hi-250-500	8.901,00

Inertsil HILIC, Preparative Guard Columns

6.0 x 50 mm	5020-Hi-050-060	260,00
7.6 x 50 mm	5020-Hi-050-076	330,00
10.0 x 50 mm	5020-Hi-050-100	648,00
20.0 x 50 mm	5020-Hi-050-200	1.119,00
30.0 x 50 mm	5020-Hi-050-300	1.884,00
50.0 x 75 mm	5020-Hi-075-500	3.532,00

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL CN-3

INERTSIL CN-3

Inertsil CN-3 5um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-CN3-5u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-CN3-5u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-CN3-5u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-CN3-5u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-CN3-5u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-CN3-5u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-CN3-5u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-CN3-5u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-CN3-5u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-CN3-5u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-CN3-5u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-CN3-5u	500,00
L.Cap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil CN-3 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-CN3-5u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-CN3-5u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-CN3-5u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-CN3-5u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-CN3-5u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-CN3-5u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-CN3-5u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil CN-3, 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-85311	444,00
1.0 x 50 mm	5020-85312	444,00
1.0 x 75 mm	5020-85313	451,00
1.0 x 100 mm	5020-85314	458,00
1.0 x 150 mm	5020-13712	472,00
1.0 x 250 mm	5020-85316	486,00
1.5 x 33 mm	5020-85321	444,00
1.5 x 50 mm	5020-85322	444,00
1.5 x 75 mm	5020-85323	451,00
1.5 x 100 mm	5020-85324	458,00
1.5 x 150 mm	5020-13710	472,00
1.5 x 250 mm	5020-85326	486,00
2.1 x 33 mm	5020-05311	218,00
2.1 x 50 mm	5020-05312	218,00
2.1 x 75 mm	5020-05313	229,00
2.1 x 100 mm	5020-05314	239,00
2.1 x 150 mm	5020-05315	260,00
2.1 x 250 mm	5020-05316	292,00
3.0 x 33 mm	5020-05321	218,00
3.0 x 50 mm	5020-05322	218,00
3.0 x 75 mm	5020-05323	229,00
3.0 x 100 mm	5020-05324	239,00
3.0 x 150 mm	5020-05325	260,00
3.0 x 250 mm	5020-05326	292,00
4.0 x 33 mm	5020-05331	218,00
4.0 x 50 mm	5020-05332	218,00
4.0 x 75 mm	5020-05333	229,00
4.0 x 100 mm	5020-05334	239,00
4.0 x 150 mm	5020-01942	260,00
4.0 x 250 mm	5020-01943	292,00
4.6 x 33 mm	5020-05341	218,00
4.6 x 50 mm	5020-05342	218,00
4.6 x 75 mm	5020-05343	229,00
4.6 x 100 mm	5020-05344	239,00
4.6 x 150 mm	5020-01940	260,00
4.6 x 250 mm	5020-01941	292,00

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallsuren
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

Inertsil CN-3, 5um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

Holder for 10 mm length		5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5u-CN3		186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5u-CN3		186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5u-CN3		186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5u-CN3		186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5u-CN3		286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5u-CN3		286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5u-CN3		286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5u-CN3		286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

Holder for 20 mm length		5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5u-CN3		270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5u-CN3		270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5u-CN3		371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5u-CN3		371,00

Inertsil CN-3, 5um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-CN3	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-CN3-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-CN3-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-CN3-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-CN3-46	202,00

Inertsil CN-3, Preparative Columns

6.0 x 50 mm	5020-05352	539,00
6.0 x 100 mm	5020-05354	572,00
6.0 x 150 mm	5020-05355	606,00
6.0 x 250 mm	5020-05356	640,00
7.6 x 50 mm	5020-05362	623,00
7.6 x 250 mm	5020-05366	892,00
10.0 x 50 mm	5020-85352	1.296,00
10.0 x 250 mm	5020-85356	1.766,00
20.0 x 50 mm	5020-85362	2.036,00
20.0 x 250 mm	5020-85366	3.179,00
30.0 x 50 mm	5020-85372	3.751,00
30.0 x 250 mm	5020-85376	5.551,00
50.0 x 250 mm	5020-85386	12.009,00

Inertsil CN-3, Preparative Guard Columns

6.0 x 50 mm	5020-05357	371,00
7.6 x 50 mm	5020-05367	455,00
10.0 x 50 mm	5020-85357	892,00
20.0 x 50 mm	5020-85367	1.531,00
30.0 x 50 mm	5020-85377	2.574,00
50.0 x 75 mm	5020-85387	4.811,00

Inertsil CN-3, Preparative column and Guard Column sets

7.6ml.D., 50+250 mm	5020-CN3-76-50,250	1.296,00
10 ml.D., 50+250 mm	5020-CN3-100-50,250	2.456,00
20 ml.D., 50+250 mm	5020-CN3-200-50,250	4.474,00
30 ml.D., 50+250 mm	5020-CN3-300-50,250	7.804,00

Inertsil CN-3, Prep Cartridge Guard Column (Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30 mm.)

Prep Guard Cartridge HOLDER	5020-06920	177,00
2 Prep CARTRIDGES	5020-06915-CN3	312,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES	5020-06935-CN3	455,00

This can be used as the Guard column for 7.6ml.D. to 20 ml.D. prep. columns.

INERTSIL NH2

INERTSIL NH2

Inertsil NH2 5um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-NH2-5u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-NH2-5u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-NH2-5u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-NH2-5u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-NH2-5u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-NH2-5u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-NH2-5u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-NH2-5u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-NH2-5u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-NH2-5u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-NH2-5u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-NH2-5u	500,00
L.Cap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil NH2 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-NH2-5u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-NH2-5u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-NH2-5u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-NH2-5u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-NH2-5u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-NH2-5u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-NH2-5u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil NH2, 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-85511	444,00
1.0 x 50 mm	5020-85512	444,00
1.0 x 75 mm	5020-85513	451,00
1.0 x 100 mm	5020-85514	458,00
1.0 x 150 mm	5020-85515	472,00
1.0 x 250 mm	5020-85516	486,00
1.5 x 33 mm	5020-85521	444,00
1.5 x 50 mm	5020-85522	444,00
1.5 x 75 mm	5020-85523	451,00
1.5 x 100 mm	5020-85524	458,00
1.5 x 150 mm	5020-85525	472,00
1.5 x 250 mm	5020-85526	486,00
2.1 x 33 mm	5020-05511	218,00
2.1 x 50 mm	5020-05512	218,00
2.1 x 75 mm	5020-05513	229,00
2.1 x 100 mm	5020-05514	239,00
2.1 x 150 mm	5020-05515	260,00
2.1 x 250 mm	5020-05516	292,00
3.0 x 33 mm	5020-05521	218,00
3.0 x 50 mm	5020-05522	218,00
3.0 x 75 mm	5020-05523	229,00
3.0 x 100 mm	5020-05524	239,00
3.0 x 150 mm	5020-05525	260,00
3.0 x 250 mm	5020-05526	292,00
4.0 x 33 mm	5020-05531	218,00
4.0 x 50 mm	5020-05532	218,00
4.0 x 75 mm	5020-05533	229,00
4.0 x 100 mm	5020-05534	239,00
4.0 x 150 mm	5020-05535	260,00
4.0 x 250 mm	5020-05536	292,00
4.6 x 33 mm	5020-05541	218,00
4.6 x 50 mm	5020-05542	218,00
4.6 x 75 mm	5020-05543	229,00
4.6 x 100 mm	5020-05544	239,00
4.6 x 150 mm	5020-05545	260,00
4.6 x 250 mm	5020-05546	292,00

Inertsil NH2, 5um, Cartridge Guard Column E

(10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08517-5u-NH2	186,00
2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08518-5u-NH2	186,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08515-5u-NH2	186,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08510-5u-NH2	186,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08527-5u-NH2	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08528-5u-NH2	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08525-5u-NH2	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08520-5u-NH2	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08565-5u-NH2	270,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08560-5u-NH2	270,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08575-5u-NH2	371,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08570-5u-NH2	371,00

Inertsil NH2, 5um, Conventional Guard Columns

		€
4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-NH2	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-NH2-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-NH2-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-NH2-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-NH2-46	202,00

Inertsil NH2, Preparative Columns

6.0 x 50 mm	5020-05552	377,00
6.0 x 100 mm	5020-05554	401,00
6.0 x 150 mm	5020-05555	424,00
6.0 x 250 mm	5020-05556	460,00
7.6 x 50 mm	5020-05562	448,00
7.6 x 250 mm	5020-05566	648,00
10.0 x 50 mm	5020-85552	942,00
10.0 x 250 mm	5020-85556	1.296,00
20.0 x 50 mm	5020-85562	1.496,00
20.0 x 250 mm	5020-85566	2.355,00
30.0 x 50 mm	5020-85572	2.779,00
30.0 x 250 mm	5020-85576	4.121,00
50.0 x 250 mm	5020-85586	8.901,00

Inertsil NH2, Preparative Guard Columns

6.0 x 50 mm	5020-05557	260,00
7.6 x 50 mm	5020-05567	330,00
10.0 x 50 mm	5020-85557	648,00
20.0 x 50 mm	5020-85567	1.119,00
30.0 x 50 mm	5020-85577	1.884,00
50.0 x 75 mm	5020-85587	3.532,00

Inertsil NH2, Preparative column and Guard Column sets

7.6mmI.D., 50+250 mm	5020-NH2-76-50,250	942,00
10 mmI.D., 50+250 mm	5020-NH2-100-50,250	1.802,00
20 mmI.D., 50+250 mm	5020-NH2-200-50,250	3.297,00
30 mmI.D., 50+250 mm	5020-NH2-300-50,250	5.769,00

Inertsil NH2, Prep Cartridge Guard Column

(Cartridge guard column size is 7.6mm x 30 mm.)

Prep Guard Cartridge Holder	5020-06920	177,00
Prep Cartridge2pcs	5020-06915-NH2	177,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES	5020-06935-NH2	330,00

This can be used as the Guard column for 7.6mmI.D. to20 mmI.D. prep. columns.

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL SIL-100A

INERTSIL SIL-100A

Inertsil SIL-100A, 3um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-SIL100-3u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-SIL100-3u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-SIL100-3u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-SIL100-3u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-SIL100-3u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-SIL100-3u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-SIL100-3u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-SIL100-3u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-SIL100-3u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-SIL100-3u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-SIL100-3u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-SIL100-3u	500,00
LCap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil SIL-100A, 3um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-SIL100-3u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-SIL100-3u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-SIL100-3u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-SIL100-3u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-SIL100-3u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-SIL100-3u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-SIL100-3u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil SIL-100A, 3um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-84211	444,00
1.0 x 50 mm	5020-84212	444,00
1.0 x 75 mm	5020-84213	451,00
1.0 x 100 mm	5020-84214	458,00
1.0 x 150 mm	5020-13422	472,00
1.0 x 250 mm	5020-3u-SIL100-10-250	486,00
1.5 x 33 mm	5020-84221	444,00
1.5 x 50 mm	5020-84222	444,00
1.5 x 75 mm	5020-84223	451,00
1.5 x 100 mm	5020-84224	458,00
1.5 x 150 mm	5020-13420	472,00
1.5 x 250 mm	5020-3u-SIL100-15-250	486,00
2.1 x 33 mm	5020-04211	271,00
2.1 x 50 mm	5020-04212	271,00
2.1 x 75 mm	5020-04213	281,00
2.1 x 100 mm	5020-04214	292,00
2.1 x 150 mm	5020-04215	313,00
2.1 x 250 mm	5020-04216	343,00
3.0 x 33 mm	5020-04221	271,00
3.0 x 50 mm	5020-04222	271,00
3.0 x 75 mm	5020-04223	281,00
3.0 x 100 mm	5020-04224	292,00
3.0 x 150 mm	5020-04225	313,00
3.0 x 250 mm	5020-04226	343,00
4.0 x 33 mm	5020-04231	271,00
4.0 x 50 mm	5020-04232	271,00
4.0 x 75 mm	5020-04233	281,00
4.0 x 100 mm	5020-01703	292,00
4.0 x 150 mm	5020-04235	313,00
4.0 x 250 mm	5020-04236	343,00
4.6 x 33 mm	5020-04241	271,00
4.6 x 50 mm	5020-04242	271,00
4.6 x 75 mm	5020-01700	281,00
4.6 x 100 mm	5020-04244	292,00
4.6 x 150 mm	5020-01701	313,00
4.6 x 250 mm	5020-01702	343,00

Inertsil SIL-100A, 3um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-3u-S10	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-3u-S10	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-3u-S10	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-3u-S10	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-3u-S10	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-3u-S10	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-3u-S10	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-3u-S10	286,00
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-3u-S10	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-3u-S10	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-3u-S10	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-3u-S10	371,00

Inertsil SIL-100A, 3um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-3u-S10	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-3u-S10-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-3u-S10-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-3u-S10-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-3u-S10-46	202,00

Inertsil SIL-100A 5um, Capillary EX-Nano Columns

0.05 x 50 mm	5020-01960-SIL100-5u	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-SIL100-5u	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-SIL100-5u	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-SIL100-5u	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-SIL100-5u	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-SIL100-5u	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-SIL100-5u	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-SIL100-5u	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-SIL100-5u	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-SIL100-5u	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-SIL100-5u	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-SIL100-5u	500,00
LCap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil SIL-100A 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01870-SIL100-5u	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01871-SIL100-5u	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01872-SIL100-5u	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01873-SIL100-5u	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01874-SIL100-5u	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01875-SIL100-5u	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-SIL100-5u	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil SIL-100A, 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-84311	444,00
1.0 x 50 mm	5020-84312	444,00
1.0 x 75 mm	5020-84313	451,00
1.0 x 100 mm	5020-84314	458,00
1.0 x 150 mm	5020-13412	472,00
1.0 x 250 mm	5020-84316	486,00
1.5 x 33 mm	5020-84321	444,00
1.5 x 50 mm	5020-84322	444,00
1.5 x 75 mm	5020-84323	451,00
1.5 x 100 mm	5020-84324	458,00
1.5 x 150 mm	5020-13410	472,00
1.5 x 250 mm	5020-84326	486,00
2.1 x 33 mm	5020-04311	218,00
2.1 x 50 mm	5020-04312	218,00
2.1 x 75 mm	5020-04313	229,00
2.1 x 100 mm	5020-04314	239,00
2.1 x 150 mm	5020-04315	260,00
2.1 x 250 mm	5020-04316	292,00
3.0 x 33 mm	5020-04321	218,00
3.0 x 50 mm	5020-04322	218,00
3.0 x 75 mm	5020-04323	229,00
3.0 x 100 mm	5020-04324	239,00
3.0 x 150 mm	5020-04325	260,00
3.0 x 250 mm	5020-04326	292,00
4.0 x 33 mm	5020-04331	218,00
4.0 x 50 mm	5020-04332	218,00
4.0 x 75 mm	5020-04333	229,00
4.0 x 100 mm	5020-04334	239,00
4.0 x 150 mm	5020-04335	260,00
4.0 x 250 mm	5020-04336	292,00
4.6 x 33 mm	5020-04341	218,00
4.6 x 50 mm	5020-04342	218,00
4.6 x 75 mm	5020-04343	229,00
4.6 x 100 mm	5020-04344	239,00
4.6 x 150 mm	5020-01711	260,00
4.6 x 250 mm	5020-01712	292,00

INERTSIL SIL-100A

Inertsil SIL-100A, 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5u-S10	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5u-S10	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5u-S10	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5u-S10	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5u-S10	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5u-S10	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5u-S10	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5u-S10	286,00
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		
(20 mm Cartridge Length)		
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5u-S10	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5u-S10	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5u-S10	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5u-S10	371,00

Inertsil SIL-100A, 5µm, Conventional Guard Columns		€
4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-S10	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-S10-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-S10-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-S10-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-S10-46	202,00

Inertsil SIL-100A, Preparative Columns		€
6.0 x 50 mm	5020-04352	377,00
6.0 x 100 mm	5020-04354	401,00
6.0 x 150 mm	5020-01713	424,00
6.0 x 250 mm	5020-01714	460,00
7.6 x 50 mm	5020-04362	448,00
7.6 x 250 mm	5020-04366	648,00
10.0 x 50 mm	5020-84352	942,00
10.0 x 250 mm	5020-84356	1.296,00
20.0 x 50 mm	5020-84362	1.496,00
20.0 x 250 mm	5020-84366	2.355,00
30.0 x 50 mm	5020-84372	2.779,00
30.0 x 250 mm	5020-84376	4.121,00
50.0 x 250 mm	5020-84386	8.901,00

Inertsil SIL-100A, Preparative Guard Columns		€
6.0 x 50 mm	5020-04357	260,00
7.6 x 50 mm	5020-04367	330,00
10.0 x 50 mm	5020-84357	648,00
20.0 x 50 mm	5020-84367	1.119,00
30.0 x 50 mm	5020-84377	1.884,00
50.0 x 75 mm	5020-84387	3.532,00

Inertsil SIL-100A, Preparative column and Guard Column sets		€
7.6mm I.D., 50+250 mm	5020-S10-76-50,250	942,00
10 mm I.D., 50+250 mm	5020-S10-100-50,250	1.802,00
20 mm I.D., 50+250 mm	5020-S10-200-50,250	3.297,00
30 mm I.D., 50+250 mm	5020-S10-300-50,250	5.769,00

Inertsil SIL-100A, Prep Cartridge Guard Column (Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30 mm.)		€
Prep Guard Cartridge HOLDER	5020-06920	177,00
2 Prep CARTRIDGES	5020-06915-S10	177,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES	5020-06935-S10	330,00
This can be used as the Guard column for 7.6mm I.D. to 20 mm I.D. prep. columns.		

- ▶ 99,999 % reines Kieselgel
- ▶ Frei von Metallspuren
- ▶ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ▶ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL CX

INERTSIL CX

Inertsil CX, 5µm, Columns

		€
1.0 x 33 mm	5020-80011	444,00
1.0 x 50 mm	5020-80012	444,00
1.0 x 75 mm	5020-80013	451,00
1.0 x 100 mm	5020-80014	458,00
1.0 x 150 mm	5020-80015	472,00
1.0 x 250 mm	5020-80016	500,00
1.5 x 33 mm	5020-80021	444,00
1.5 x 50 mm	5020-80022	444,00
1.5 x 75 mm	5020-80023	451,00
1.5 x 100 mm	5020-80024	458,00
1.5 x 150 mm	5020-80025	472,00
1.5 x 250 mm	5020-80026	500,00
2.1 x 33 mm	5020-07111	399,00
2.1 x 50 mm	5020-07112	399,00
2.1 x 75 mm	5020-07113	407,00
2.1 x 100 mm	5020-07114	417,00
2.1 x 150 mm	5020-07115	428,00
2.1 x 250 mm	5020-07116	479,00
3.0 x 33 mm	5020-07121	399,00
3.0 x 50 mm	5020-07122	399,00
3.0 x 75 mm	5020-07123	407,00
3.0 x 100 mm	5020-07124	417,00
3.0 x 150 mm	5020-07125	428,00
3.0 x 250 mm	5020-07126	479,00
4.0 x 33 mm	5020-07131	399,00
4.0 x 50 mm	5020-07132	399,00
4.0 x 75 mm	5020-07133	407,00
4.0 x 100 mm	5020-07134	417,00
4.0 x 150 mm	5020-07135	428,00
4.0 x 250 mm	5020-07136	479,00
4.6 x 33 mm	5020-07141	399,00
4.6 x 50 mm	5020-07142	399,00
4.6 x 75 mm	5020-07143	407,00
4.6 x 100 mm	5020-07144	417,00
4.6 x 150 mm	5020-07145	428,00
4.6 x 250 mm	5020-07146	479,00

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

Inertsil CX, 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08517-5u-CX	186,00
2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08518-5u-CX	186,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08515-5u-CX	186,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08510-5u-CX	186,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08527-5u-CX	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08528-5u-CX	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08525-5u-CX	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08520-5u-CX	286,00
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		
(20 mm Cartridge Length)		
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08565-5u-CX	270,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08560-5u-CX	270,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08575-5u-CX	371,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08570-5u-CX	371,00

Inertsil CX, 5µm, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-CX	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-CX-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-CX-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-CX-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-CX-46	202,00

INERTSIL AX

INERTSIL AX

Inertsil AX, 5µm, Columns

		€
1.0 x 33 mm	5020-80111	444,00
1.0 x 50 mm	5020-80112	444,00
1.0 x 75 mm	5020-80113	451,00
1.0 x 100 mm	5020-80114	458,00
1.0 x 150 mm	5020-80115	472,00
1.0 x 250 mm	5020-80116	500,00
1.5 x 33 mm	5020-80121	444,00
1.5 x 50 mm	5020-80122	444,00
1.5 x 75 mm	5020-80123	451,00
1.5 x 100 mm	5020-80124	458,00
1.5 x 150 mm	5020-80125	472,00
1.5 x 250 mm	5020-80126	500,00
2.1 x 33 mm	5020-07211	364,00
2.1 x 50 mm	5020-07212	364,00
2.1 x 75 mm	5020-07213	372,00
2.1 x 100 mm	5020-07214	372,00
2.1 x 150 mm	5020-07215	378,00
2.1 x 250 mm	5020-07216	411,00
3.0 x 33 mm	5020-07221	364,00
3.0 x 50 mm	5020-07222	364,00
3.0 x 75 mm	5020-07223	372,00
3.0 x 100 mm	5020-07224	372,00
3.0 x 150 mm	5020-07225	378,00
3.0 x 250 mm	5020-07226	411,00
4.0 x 33 mm	5020-07231	364,00
4.0 x 50 mm	5020-07232	364,00
4.0 x 75 mm	5020-07233	372,00
4.0 x 100 mm	5020-07234	372,00
4.0 x 150 mm	5020-07235	378,00
4.0 x 250 mm	5020-07236	411,00
4.6 x 33 mm	5020-07241	364,00
4.6 x 50 mm	5020-07242	364,00
4.6 x 75 mm	5020-07243	372,00
4.6 x 100 mm	5020-07244	372,00
4.6 x 150 mm	5020-07245	378,00
4.6 x 250 mm	5020-07246	411,00

Inertsil AX, 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08517-5u-AX	186,00
2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08518-5u-AX	186,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08515-5u-AX	186,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08510-5u-AX	186,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08527-5u-AX	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08528-5u-AX	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08525-5u-AX	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08520-5u-AX	286,00
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		
(20 mm Cartridge Length)		
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08565-5u-AX	270,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08560-5u-AX	270,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08575-5u-AX	371,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08570-5u-AX	371,00

Inertsil AX, 5µm, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5u-AX	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5u-AX-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5u-AX-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5u-AX-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5u-AX-46	202,00

- 99,999 % reines Kieselgel
- Frei von Metallspuren
- Sehr gute Reproduzierbarkeit
- Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL ODS-2: DER STANDARD FÜR ERSTE ANALYSEN

INERTSIL ODS-2

Inertsil ODS-2, 5µm, Packed Column		€
0.7 x 150 mm	5020-13073	539,00
0.7 x 250 mm	5020-13075	581,00
1.0 x 150 mm	5020-13103	539,00
1.0 x 250 mm	5020-13105	581,00
1.5 x 150 mm	5020-13153	539,00
1.5 x 250 mm	5020-13155	581,00
2.1 x 150 mm	5020-01101-21	329,00
2.1 x 250 mm	5020-01102-21	364,00
3.0 x 150 mm	5020-01101-30	329,00
3.0 x 250 mm	5020-01102-30	364,00
4.0 x 150 mm	5020-01101-40	329,00
4.0 x 250 mm	5020-01102-40	364,00
4.6 x 150 mm	5020-01101-46	329,00
4.6 x 250 mm	5020-01102-46	364,00
6.0 x 150 mm	5020-01103	522,00
6.0 x 250 mm	5020-01104	556,00

Inertsil ODS-2, 5µm, Guard Column

4.0 x 10 mm	5020-08200-ODS2	139,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-ODS2-21	167,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-ODS2-30	167,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-ODS2-40	167,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-ODS2-46	167,00

Inertsil ODS-2, 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
CARTRIDGE1.0 I.D.2pcs	5020-08517-ODS2	162,00
CARTRIDGE1.5 I.D.2pcs	5020-08518-ODS2	162,00
CARTRIDGE3.0 I.D.2pcs	5020-08515-ODS2	162,00
CARTRIDGE4.0 I.D.2pcs	5020-08510-ODS2	162,00
HOLDER,1.0 x 2pcs Set	5020-08527-ODS2	253,00
HOLDER,1.5 x 2pcs Set	5020-08528-ODS2	253,00
HOLDER,3.0 x 2pcs Set	5020-08525-ODS2	253,00
HOLDER,4.0 x 2pcs Set	5020-08520-ODS2	253,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
CARTRIDGE3.0 I.D.2pcs	5020-08565-ODS2	233,00
CARTRIDGE4.0 I.D.2pcs	5020-08560-ODS2	233,00
HOLDER,3.0 x 2pcs Set	5020-08575-ODS2	332,00
HOLDER,4.0 x 2pcs Set	5020-08570-ODS2	332,00

Inertsil ODS-2, 5µm, Peek Column

4.6 x 150 mm	5020-11200	556,00
4.6 x 250 mm	5020-11210	606,00
7.6 x 150 mm	5020-11300	860,00
7.6 x 250 mm	5020-11310	1.010,00

Inertsil ODS-2, 5µm, Cartridge Column & Cartridge Guard Column

COLUMN(4x 100)	5020-12101	295,00
GUARD(4x 10),3pcs	5020-12102	214,00
HOLDER (4x 100 mm)	5020-12700	186,00
HOLDER (4x 10 mm)	5020-12701	295,00

Inertsil ODS-2, 5µm, Prep Column & Guard Column

		€
7.6 x 50 mm	5020-06101-ODS2	480,00
7.6 x 250 mm	5020-06103-ODS2	1.011,00
10 x 50 mm	5020-06111-ODS2	732,00
10 x 250 mm	5020-06113-ODS2	1.598,00
20 x 50 mm	5020-06121-ODS2	1.363,00
20 x 250 mm	5020-06123-ODS2	3.734,00


Inertsil ODS-2 5µm, Prep Cartridge Guard Column (Cartridge guard column Size is 7.6mm x 30 mm.)

Prep Guard Cartridge HOLDER	5020-06920	177,00
2 Prep CARTRIDGES	5020-06910-ODS2	177,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES	5020-06930-ODS2	330,00

This can be used as the Guard column for 7.6-20 mm I.D. prep. columns.

Nitrosamine

Column: Inertsil ODS-2 5 µm
150 x 4,6 mm I.D.
Flow Rate: 1.0 ml/min
Eluent: 10mM KH₂PO₄ in
60% CH₃CN (pH 7.0)
Temperature: 40 °C
Detector: 230 nm



1. N-Nitrosodimethylamine
2. N-Nitrosodiethylamine
3. N-Nitrosodi-n-propylamine
4. N-Nitrosodiphenylamine

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL C8

INERTSIL C8

		€
Inertsil C8, 5µm, Packed Column		
1.5 x 150 mm	5020-13171	539,00
1.5 x 250 mm	5020-13172	581,00
2.1 x 150 mm	5020-01201-21	372,00
2.1 x 250 mm	5020-01202-21	399,00
3.0 x 150 mm	5020-01201-30	372,00
3.0 x 250 mm	5020-01202-30	399,00
4.0 x 150 mm	5020-01201-40	372,00
4.0 x 250 mm	5020-01202-40	399,00
4.6 x 150 mm	5020-01201-46	372,00
4.6 x 250 mm	5020-01202-46	399,00
6.0 x 150 mm	5020-01203	522,00
6.0 x 250 mm	5020-01204	556,00

Inertsil C8, 5µm, Guard Column

4.0 x 10 mm	5020-08200-C8	169,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-C8-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-C8-46	202,00

Inertsil C8, 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-C8	162,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-C8	162,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-C8	162,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-C8	162,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-C8	253,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-C8	253,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-C8	253,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-C8	253,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-C8	233,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-C8	233,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-C8	332,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-C8	332,00

Inertsil C8, 5µm, Cartridge Column & Cartridge Guard Column

COLUMN(4x 100)	5020-12201	297,00
GUARD(4x 10),3pcs	5020-12202	212,00
HOLDER (4x 100 mm)	5020-12700	186,00
HOLDER (4x 10 mm)	5020-12701	295,00

Inertsil C8, 5µm, Prep Column & Guard Column

7.6 x 50 mm	5020-06101-C8	480,00
7.6 x 250 mm	5020-06103-C8	1.011,00
10 x 50 mm	5020-06111-C8	732,00
10 x 250 mm	5020-06113-C8	1.598,00
20 x 50 mm	5020-06121-C8	1.363,00
20 x 250 mm	5020-06123-C8	3.734,00

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL C4

INERTSIL C4

Inertsil C4, 5µm, Packed Column

		€
1.5 x 150 mm	5020-13191	539,00
1.5 x 250 mm	5020-13192	581,00
2.1 x 150 mm	5020-01401-21	417,00
2.1 x 250 mm	5020-01402-21	451,00
3.0 x 150 mm	5020-01401-30	417,00
3.0 x 250 mm	5020-01402-30	451,00
4.0 x 150 mm	5020-01401-40	417,00
4.0 x 250 mm	5020-01402-40	451,00
4.6 x 150 mm	5020-01401-46	417,00
4.6 x 250 mm	5020-01402-46	451,00
6.0 x 150 mm	5020-01403	556,00
6.0 x 250 mm	5020-01404	590,00

Inertsil C4, 5µm, Guard Column

4.0 x 10 mm	5020-08200-C4	169,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-C4-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-C4-46	202,00

Inertsil C4, 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
CARTRIDGE1.0 I.D.2pcs	5020-08517-C4	162,00
CARTRIDGE1.5 I.D.2pcs	5020-08518-C4	162,00
CARTRIDGE3.0 I.D.2pcs	5020-08515-C4	162,00
CARTRIDGE4.0 I.D.2pcs	5020-08510-C4	162,00
HOLDER,1.0 x 2pcs Set	5020-08527-C4	253,00
HOLDER,1.5 x 2pcs Set	5020-08528-C4	253,00
HOLDER,3.0 x 2pcs Set	5020-08525-C4	253,00
HOLDER,4.0 x 2pcs Set	5020-08520-C4	253,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08565-C4	233,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08560-C4	233,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08575-C4	332,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08570-C4	332,00

Inertsil C4, 5µm, Prep Column & Guard Column

7.6 x 50 mm	5020-06101-C4	480,00
7.6 x 250 mm	5020-06103-C4	1.011,00
10 x 50 mm	5020-06111-C4	732,00
10 x 250 mm	5020-06113-C4	1.598,00
20 x 50 mm	5020-06121-C4	1.363,00
20 x 250 mm	5020-06123-C4	3.734,00

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL Ph

Inertsil Ph

		€
Inertsil Ph, 5µm, Packed Column		
1.5 x 150 mm	5020-13181	472,00
1.5 x 250 mm	5020-13182	507,00
2.1 x 150 mm	5020-01301-21	372,00
2.1 x 250 mm	5020-01302-21	399,00
3.0 x 150 mm	5020-01301-30	372,00
3.0 x 250 mm	5020-01302-30	399,00
4.0 x 150 mm	5020-01301-40	372,00
4.0 x 250 mm	5020-01302-40	399,00
4.6 x 150 mm	5020-01301-46	372,00
4.6 x 250 mm	5020-01302-46	399,00
6.0 x 150 mm	5020-01303	493,00
6.0 x 250 mm	5020-01304	528,00

Inertsil Ph, 5µm, Guard Column

4.0 x 10 mm	5020-08200-Ph	169,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-Ph-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-Ph-46	202,00

Inertsil Ph, 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-Ph	162,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-Ph	162,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-Ph	162,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-Ph	162,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-Ph	253,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-Ph	253,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-Ph	253,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-Ph	253,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-Ph	233,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-Ph	233,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-Ph	332,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-Ph	332,00

Inertsil Ph, 5µm, Prep Column & Guard Column

		€
7.6 x 50 mm	5020-06101-Ph	480,00
7.6 x 250 mm	5020-06103-Ph	1.011,00
10 x 50 mm	5020-06111-Ph	732,00
10 x 250 mm	5020-06113-Ph	1.598,00
20 x 50 mm	5020-06121-Ph	1.363,00
20 x 250 mm	5020-06123-Ph	3.734,00

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL SIL-150A

INERTSIL SIL-150A

		€
Inertsil SIL-150A, 5µm, Packed Column		
1.5 x 150 mm	5020-13161	656,00
1.5 x 250 mm	5020-13162	707,00
2.1 x 150 mm	5020-01011-21	347,00
2.1 x 250 mm	5020-01012-21	372,00
3.0 x 150 mm	5020-01011-30	347,00
3.0 x 250 mm	5020-01012-30	372,00
4.0 x 150 mm	5020-01011-40	347,00
4.0 x 250 mm	5020-01012-40	372,00
4.6 x 150 mm	5020-01011-46	347,00
4.6 x 250 mm	5020-01012-46	372,00
6.0 x 150 mm	5020-01013	564,00
6.0 x 250 mm	5020-01014	606,00

Inertsil SIL-150A, 5µm, Guard Column

4.0 x 10 mm	5020-08200-S15	169,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-S15-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-S15-46	202,00

Inertsil SIL-150A, 5µm, Cartridge Guard Column E

HOLDER	5020-08500	112,00
CARTRIDGE3.0ID2pcs	5020-08515-S15	162,00
CARTRIDGE4.0ID2pcs	5020-08510-S15	162,00
HOLDER Set3.0 x 2	5020-08525-S15	253,00
HOLDER Set4.0 x 2	5020-08520-S15	253,00

Inertsil SIL-150A, 5µm, Prep Column & Guard Column

7.6 x 50 mm	5020-06101-S15	480,00
7.6 x 250 mm	5020-06103-S15	1.011,00
10 x 50 mm	5020-06111-S15	732,00
10 x 250 mm	5020-06113-S15	1.598,00
20 x 50 mm	5020-06121-S15	1.363,00
20 x 250 mm	5020-06123-S15	3.734,00

- ➡ 99,999 % reines Kieselgel
- ➡ Frei von Metallspuren
- ➡ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➡ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL WP300-C18

INERTSIL WP300-C18

Inertsil WP300-C18 5um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-5WP300C18	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-5WP300C18	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-5WP300C18	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-5WP300C18	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-5WP300C18	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-5WP300C18	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-5WP300C18	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-5WP300C18	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-5WP300C18	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-5WP300C18	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-5WP300C18	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-5WP300C18	500,00
L.Cap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil WP300-C18 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01860-5WP300C18	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01861-5WP300C18	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01862-5WP300C18	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01863-5WP300C18	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01864-5WP300C18	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01865-5WP300C18	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-5WP300C18	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil WP300-C18 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-85811	444,00
1.0 x 50 mm	5020-85812	444,00
1.0 x 75 mm	5020-85813	451,00
1.0 x 100 mm	5020-85814	458,00
1.0 x 150 mm	5020-85815	472,00
1.0 x 250 mm	5020-85816	486,00
1.5 x 33 mm	5020-85821	444,00
1.5 x 50 mm	5020-85822	444,00
1.5 x 75 mm	5020-85823	451,00
1.5 x 100 mm	5020-85824	458,00
1.5 x 150 mm	5020-85825	472,00
1.5 x 250 mm	5020-85826	486,00
2.1 x 33 mm	5020-05811	417,00
2.1 x 50 mm	5020-05812	417,00
2.1 x 75 mm	5020-05813	425,00
2.1 x 100 mm	5020-05814	433,00
2.1 x 150 mm	5020-05815	451,00
2.1 x 250 mm	5020-05816	468,00
3.0 x 33 mm	5020-05821	417,00
3.0 x 50 mm	5020-05822	417,00
3.0 x 75 mm	5020-05823	425,00
3.0 x 100 mm	5020-05824	433,00
3.0 x 150 mm	5020-05825	451,00
3.0 x 250 mm	5020-05826	468,00
4.0 x 33 mm	5020-05831	417,00
4.0 x 50 mm	5020-05832	417,00
4.0 x 75 mm	5020-05833	425,00
4.0 x 100 mm	5020-05834	433,00
4.0 x 150 mm	5020-05835	451,00
4.0 x 250 mm	5020-05836	468,00
4.6 x 33 mm	5020-05841	417,00
4.6 x 50 mm	5020-05842	417,00
4.6 x 75 mm	5020-05843	425,00
4.6 x 100 mm	5020-05844	433,00
4.6 x 150 mm	5020-05845	451,00
4.6 x 250 mm	5020-05846	468,00

Inertsil WP300-C18 5um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

Inertsil WP300-C18 5um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08517-5WP300C18	186,00
2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08518-5WP300C18	186,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08515-5WP300C18	186,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08510-5WP300C18	186,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.0 I.D.	5020-08527-5WP300C18	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,1.5 I.D.	5020-08528-5WP300C18	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08525-5WP300C18	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08520-5WP300C18	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08565-5WP300C18	270,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08560-5WP300C18	270,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08575-5WP300C18	371,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08570-5WP300C18	371,00

Inertsil WP300-C18 5um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5WP300C18	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5WP300C18-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5WP300C18-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5WP300C18-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5WP300C18-46	202,00

- ▶ 300 Å ultrareines Silica
- ▶ Mechanisch stabil und chemisch inert
- ▶ pH-Bereich: 2 bis 7,5

INERTSIL WP300-C8

INERTSIL WP300-C8

Inertsil WP300-C8 5um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-5WP300C8	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-5WP300C8	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-5WP300C8	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-5WP300C8	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-5WP300C8	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-5WP300C8	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-5WP300C8	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-5WP300C8	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-5WP300C8	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-5WP300C8	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-5WP300C8	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-5WP300C8	500,00
L.Cap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil WP300-C8 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01860-5WP300C8	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01861-5WP300C8	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01862-5WP300C8	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01863-5WP300C8	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01864-5WP300C8	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01865-5WP300C8	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-5WP300C8	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil WP300-C8 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-85711	444,00
1.0 x 50 mm	5020-85712	444,00
1.0 x 75 mm	5020-85713	451,00
1.0 x 100 mm	5020-85714	458,00
1.0 x 150 mm	5020-85715	472,00
1.0 x 250 mm	5020-85716	486,00
1.5 x 33 mm	5020-85721	444,00
1.5 x 50 mm	5020-85722	444,00
1.5 x 75 mm	5020-85723	451,00
1.5 x 100 mm	5020-85724	458,00
1.5 x 150 mm	5020-85725	472,00
1.5 x 250 mm	5020-85726	486,00
2.1 x 33 mm	5020-05711	417,00
2.1 x 50 mm	5020-05712	417,00
2.1 x 75 mm	5020-05713	425,00
2.1 x 100 mm	5020-05714	433,00
2.1 x 150 mm	5020-05715	451,00
2.1 x 250 mm	5020-05716	468,00
3.0 x 33 mm	5020-05721	417,00
3.0 x 50 mm	5020-05722	417,00
3.0 x 75 mm	5020-05723	425,00
3.0 x 100 mm	5020-05724	433,00
3.0 x 150 mm	5020-05725	451,00
3.0 x 250 mm	5020-05726	468,00
4.0 x 33 mm	5020-05731	417,00
4.0 x 50 mm	5020-05732	417,00
4.0 x 75 mm	5020-05733	425,00
4.0 x 100 mm	5020-05734	433,00
4.0 x 150 mm	5020-05735	451,00
4.0 x 250 mm	5020-05736	468,00
4.6 x 33 mm	5020-05741	417,00
4.6 x 50 mm	5020-05742	417,00
4.6 x 75 mm	5020-05743	425,00
4.6 x 100 mm	5020-05744	433,00
4.6 x 150 mm	5020-05745	451,00
4.6 x 250 mm	5020-05746	468,00


Inertsil WP300-C8 5um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

Holder for 10 mm length		5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5WP300C8	186,00	
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5WP300C8	186,00	
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5WP300C8	186,00	
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5WP300C8	186,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5WP300C8	286,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5WP300C8	286,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5WP300C8	286,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5WP300C8	286,00	
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.			
Holder for 20 mm length		5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5WP300C8	270,00	
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5WP300C8	270,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5WP300C8	371,00	
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5WP300C8	371,00	

Inertsil WP300-C8 5um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5WP300C8	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5WP300C8-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5WP300C8-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5WP300C8-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5WP300C8-46	202,00

- ➡ 300 Å ultrareines Silica
- ➡ Mechanisch stabil und chemisch inert
- ➡ pH-Bereich: 2 bis 7,5



INERTSIL WP300-C4

INERTSIL WP300-C4

Inertsil WP300-C4 5um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-5WP300C4	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-5WP300C4	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-5WP300C4	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-5WP300C4	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-5WP300C4	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-5WP300C4	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-5WP300C4	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-5WP300C4	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-5WP300C4	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-5WP300C4	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-5WP300C4	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-5WP300C4	500,00
LCap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil WP300-C4 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01860-5WP300C4	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01861-5WP300C4	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01862-5WP300C4	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01863-5WP300C4	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01864-5WP300C4	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01865-5WP300C4	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-5WP300C4	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil WP300-C4 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-86111	444,00
1.0 x 50 mm	5020-86112	444,00
1.0 x 75 mm	5020-86113	451,00
1.0 x 100 mm	5020-86114	458,00
1.0 x 150 mm	5020-86115	472,00
1.0 x 250 mm	5020-86116	486,00
1.5 x 33 mm	5020-86121	444,00
1.5 x 50 mm	5020-86122	444,00
1.5 x 75 mm	5020-86123	451,00
1.5 x 100 mm	5020-86124	458,00
1.5 x 150 mm	5020-86125	472,00
1.5 x 250 mm	5020-86126	486,00
2.1 x 33 mm	5020-05861	417,00
2.1 x 50 mm	5020-05862	417,00
2.1 x 75 mm	5020-05863	425,00
2.1 x 100 mm	5020-05864	433,00
2.1 x 150 mm	5020-05865	451,00
2.1 x 250 mm	5020-05866	468,00
3.0 x 33 mm	5020-05871	417,00
3.0 x 50 mm	5020-05872	417,00
3.0 x 75 mm	5020-05873	425,00
3.0 x 100 mm	5020-05874	433,00
3.0 x 150 mm	5020-05875	451,00
3.0 x 250 mm	5020-05876	468,00
4.0 x 33 mm	5020-05881	417,00
4.0 x 50 mm	5020-05882	417,00
4.0 x 75 mm	5020-05883	425,00
4.0 x 100 mm	5020-05884	433,00
4.0 x 150 mm	5020-05885	451,00
4.0 x 250 mm	5020-05886	468,00
4.6 x 33 mm	5020-05891	417,00
4.6 x 50 mm	5020-05892	417,00
4.6 x 75 mm	5020-05893	425,00
4.6 x 100 mm	5020-05894	433,00
4.6 x 150 mm	5020-05895	451,00
4.6 x 250 mm	5020-05896	468,00

Inertsil WP300-C4 5um, Cartridge Guard Column E

Inertsil WP300-C4 5um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5WP300C4	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5WP300C4	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5WP300C4	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5WP300C4	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5WP300C4	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5WP300C4	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5WP300C4	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5WP300C4	286,00
1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.		
Inertsil WP300-C4 5um, Cartridge Guard Column E (20 mm Cartridge Length)		
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5WP300C4	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5WP300C4	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5WP300C4	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5WP300C4	371,00

Inertsil WP300-C4 5um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5WP300C4	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5WP300C4-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5WP300C4-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5WP300C4-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5WP300C4-46	202,00

- ➡ 300 Å ultrareines Silica
- ➡ Mechanisch stabil und chemisch inert
- ➡ pH-Bereich: 2 bis 7,5

INERTSIL WP300-DIOL

INERTSIL WP300-DIOL

Inertsil WP300-DIOL 5um, Capillary EX-Nano Columns		€
0.05 x 50 mm	5020-01960-5WP300DIOL	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-5WP300DIOL	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-5WP300DIOL	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-5WP300DIOL	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-5WP300DIOL	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-5WP300DIOL	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-5WP300DIOL	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-5WP300DIOL	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-5WP300DIOL	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-5WP300DIOL	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-5WP300DIOL	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-5WP300DIOL	500,00
LCap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil WP300-DIOL 5um, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01860-5WP300DIOL	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01861-5WP300DIOL	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01862-5WP300DIOL	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01863-5WP300DIOL	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01864-5WP300DIOL	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01865-5WP300DIOL	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-5WP300DIOL	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil WP300-DIOL 5um, Columns

1.0 x 33 mm	5020-85911	444,00
1.0 x 50 mm	5020-85912	444,00
1.0 x 75 mm	5020-85913	451,00
1.0 x 100 mm	5020-85914	458,00
1.0 x 150 mm	5020-85915	472,00
1.0 x 250 mm	5020-85916	486,00
1.5 x 33 mm	5020-85921	444,00
1.5 x 50 mm	5020-85922	444,00
1.5 x 75 mm	5020-85923	451,00
1.5 x 100 mm	5020-85924	458,00
1.5 x 150 mm	5020-85925	472,00
1.5 x 250 mm	5020-85926	486,00
2.1 x 33 mm	5020-05911	417,00
2.1 x 50 mm	5020-05912	417,00
2.1 x 75 mm	5020-05913	425,00
2.1 x 100 mm	5020-05914	433,00
2.1 x 150 mm	5020-05915	451,00
2.1 x 250 mm	5020-05916	468,00
3.0 x 33 mm	5020-05921	417,00
3.0 x 50 mm	5020-05922	417,00
3.0 x 75 mm	5020-05923	425,00
3.0 x 100 mm	5020-05924	433,00
3.0 x 150 mm	5020-05925	451,00
3.0 x 250 mm	5020-05926	468,00
4.0 x 33 mm	5020-05931	417,00
4.0 x 50 mm	5020-05932	417,00
4.0 x 75 mm	5020-05933	425,00
4.0 x 100 mm	5020-05934	433,00
4.0 x 150 mm	5020-05935	451,00
4.0 x 250 mm	5020-05936	468,00
4.6 x 33 mm	5020-05941	417,00
4.6 x 50 mm	5020-05942	417,00
4.6 x 75 mm	5020-05943	425,00
4.6 x 100 mm	5020-05944	433,00
4.6 x 150 mm	5020-05945	451,00
4.6 x 250 mm	5020-05946	468,00

Inertsil WP300-DIOL 5um, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

Holder for 10 mm length		5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.		5020-08517-5WP300DIOL	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.		5020-08518-5WP300DIOL	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.		5020-08515-5WP300DIOL	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.		5020-08510-5WP300DIOL	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.		5020-08527-5WP300DIOL	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.		5020-08528-5WP300DIOL	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.		5020-08525-5WP300DIOL	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.		5020-08520-5WP300DIOL	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

(20 mm Cartridge Length)

Holder for 20 mm length		5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.		5020-08565-5WP300DIOL	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.		5020-08560-5WP300DIOL	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.		5020-08575-5WP300DIOL	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.		5020-08570-5WP300DIOL	371,00

Inertsil WP300-DIOL 5um, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5WP300DIOL	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5WP300DIOL-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5WP300DIOL-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5WP300DIOL-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5WP300DIOL-46	202,00

- ▶ 300 Å ultrareines Silica
- ▶ Mechanisch stabil und chemisch inert
- ▶ pH-Bereich: 2 bis 7,5

INERTSIL WP300-SIL

INERTSIL WP300-SIL COLUMN PRICE LIST

		€
Inertsil WP300-SIL 5µm, Capillary EX-Nano Columns		
0.05 x 50 mm	5020-01960-5WP300SIL	444,00
0.05 x 150 mm	5020-01961-5WP300SIL	472,00
0.05 x 250 mm	5020-01962-5WP300SIL	500,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-5WP300SIL	444,00
0.075 x 150 mm	5020-01966-5WP300SIL	472,00
0.075 x 250 mm	5020-01967-5WP300SIL	500,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-5WP300SIL	444,00
0.1 x 150 mm	5020-01971-5WP300SIL	472,00
0.1 x 250 mm	5020-01972-5WP300SIL	500,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-5WP300SIL	444,00
0.2 x 150 mm	5020-01976-5WP300SIL	472,00
0.2 x 250 mm	5020-01977-5WP300SIL	500,00
L.Cap_Splitter for EX-Nano	5020-01855	243,00
Capillary EX-nano Connection Kit	5020-01881	88,00

Inertsil WP300-SIL 5µm, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01860-5WP300SIL	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01861-5WP300SIL	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01862-5WP300SIL	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01863-5WP300SIL	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01864-5WP300SIL	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01865-5WP300SIL	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-5WP300SIL	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil WP300-SIL 5µm, Columns

1.0 x 33 mm	5020-86011	444,00
1.0 x 50 mm	5020-86012	444,00
1.0 x 75 mm	5020-86013	451,00
1.0 x 100 mm	5020-86014	458,00
1.0 x 150 mm	5020-86015	472,00
1.0 x 250 mm	5020-86016	486,00
1.5 x 33 mm	5020-86021	444,00
1.5 x 50 mm	5020-86022	444,00
1.5 x 75 mm	5020-86023	451,00
1.5 x 100 mm	5020-86024	458,00
1.5 x 150 mm	5020-86025	472,00
1.5 x 250 mm	5020-86026	486,00
2.1 x 33 mm	5020-06011	417,00
2.1 x 50 mm	5020-06012	417,00
2.1 x 75 mm	5020-06013	425,00
2.1 x 100 mm	5020-06014	433,00
2.1 x 150 mm	5020-06015	451,00
2.1 x 250 mm	5020-06016	468,00
3.0 x 33 mm	5020-06021	417,00
3.0 x 50 mm	5020-06022	417,00
3.0 x 75 mm	5020-06023	425,00
3.0 x 100 mm	5020-06024	433,00
3.0 x 150 mm	5020-06025	451,00
3.0 x 250 mm	5020-06026	468,00
4.0 x 33 mm	5020-06031	417,00
4.0 x 50 mm	5020-06032	417,00
4.0 x 75 mm	5020-06033	425,00
4.0 x 100 mm	5020-06034	433,00
4.0 x 150 mm	5020-06035	451,00
4.0 x 250 mm	5020-06036	468,00
4.6 x 33 mm	5020-06041	417,00
4.6 x 50 mm	5020-06042	417,00
4.6 x 75 mm	5020-06043	425,00
4.6 x 100 mm	5020-06044	433,00
4.6 x 150 mm	5020-06045	451,00
4.6 x 250 mm	5020-06046	468,00

Inertsil WP300-SIL 5µm, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

		€
(10 mm Cartridge Length)		
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-5WP300SIL	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-5WP300SIL	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-5WP300SIL	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-5WP300SIL	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-5WP300SIL	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-5WP300SIL	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-5WP300SIL	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-5WP300SIL	286,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

		€
(20 mm Cartridge Length)		
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-5WP300SIL	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-5WP300SIL	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-5WP300SIL	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-5WP300SIL	371,00

Inertsil WP300-SIL 5µm, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-5WP300SIL	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-5WP300SIL-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-5WP300SIL-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-5WP300SIL-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-5WP300SIL-46	202,00

- ▶ 300 Å ultrareines Silica
- ▶ Mechanisch stabil und chemisch inert
- ▶ pH-Bereich: 2 bis 7,5

INERTSIL PEPTIDES C18

INERTSIL PEPTIDES C18

		€
Inertsil PEPTIDES C18, Capillary EX Columns		
0.3 x 50 mm	5020-01860-PEPTIDES	444,00
0.3 x 150 mm	5020-01861-PEPTIDES	472,00
0.5 x 50 mm	5020-01862-PEPTIDES	444,00
0.5 x 150 mm	5020-01863-PEPTIDES	472,00
0.7 x 50 mm	5020-01864-PEPTIDES	444,00
0.7 x 150 mm	5020-01865-PEPTIDES	472,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01876-PEPTIDES	103,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

Inertsil PEPTIDES C18, Columns

1.0 x 50 mm	5020-08002	444,00
1.0 x 100 mm	5020-08004	458,00
1.0 x 150 mm	5020-08005	472,00
1.0 x 250 mm	5020-08006	486,00
1.5 x 50 mm	5020-08012	444,00
1.5 x 100 mm	5020-08014	458,00
1.5 x 150 mm	5020-08015	472,00
1.5 x 250 mm	5020-08016	486,00
2.1 x 50 mm	5020-08022	278,00
2.1 x 100 mm	5020-08024	308,00
2.1 x 150 mm	5020-08025	329,00
2.1 x 250 mm	5020-08026	361,00
3.0 x 50 mm	5020-08032	278,00
3.0 x 100 mm	5020-08034	308,00
3.0 x 150 mm	5020-08035	329,00
3.0 x 250 mm	5020-08036	361,00
4.0 x 50 mm	5020-08042	278,00
4.0 x 100 mm	5020-08044	308,00
4.0 x 150 mm	5020-08045	329,00
4.0 x 250 mm	5020-08046	361,00
4.6 x 50 mm	5020-08052	278,00
4.6 x 100 mm	5020-08054	308,00
4.6 x 150 mm	5020-08055	329,00
4.6 x 250 mm	5020-08056	361,00

Inertsil PEPTIDES C18, Cartridge Guard Column E (10 mm Cartridge Length)

		€
(10 mm Cartridge Length)		
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08517-PEPTIDES	186,00
2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08518-PEPTIDES	186,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08515-PEPTIDES	186,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08510-PEPTIDES	186,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08527-PEPTIDES	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.5 I.D.	5020-08528-PEPTIDES	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08525-PEPTIDES	286,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08520-PEPTIDES	286,00

(20 mm Cartridge Length)

HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08565-PEPTIDES	270,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08560-PEPTIDES	270,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08575-PEPTIDES	371,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08570-PEPTIDES	371,00

Inertsil PEPTIDES C18, Conventional Guard Columns

4.0 x 10 mm	5020-08200-PEPTIDES	169,00
2.1 x 50 mm	5020-08100-PEPTIDES-21	202,00
3.0 x 50 mm	5020-08100-PEPTIDES-30	202,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-PEPTIDES-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-PEPTIDES-46	202,00

- ➔ 99,999 % reines Kieselgel
- ➔ Frei von Metallspuren
- ➔ Hervorragend geeignet für die Separation von Peptiden
- ➔ Sehr gute Reproduzierbarkeit
- ➔ Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL ODS-80A

INERTSIL ODS-80A

Inertsil ODS-80A, 5µm Packed Column

		€
1.5 x 150 mm	5020-13231	472,00
1.5 x 250 mm	5020-13232	514,00
2.1 x 150 mm	5020-01601-21	364,00
2.1 x 250 mm	5020-01602-21	399,00
3.0 x 150 mm	5020-01601-30	364,00
3.0 x 250 mm	5020-01602-30	399,00
4.0 x 150 mm	5020-01601-40	364,00
4.0 x 250 mm	5020-01602-40	399,00
4.6 x 150 mm	5020-01601-46	364,00
4.6 x 250 mm	5020-01602-46	399,00
6.0 x 150 mm	5020-01603	514,00
6.0 x 250 mm	5020-01604	556,00

Inertsil ODS-80A, 5µm, Guard Column

		€
4.0 x 10 mm	5020-08200-80A	169,00
4.0 x 50 mm	5020-08100-80A-40	202,00
4.6 x 50 mm	5020-08100-80A-46	202,00

Inertsil ODS-80A, 5µm, Cartridge Guard Column E

HOLDER	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08515-80A	186,00
2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08510-80A	186,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,3.0 I.D.	5020-08525-80A	286,00
1 HOLDER,2 CARTRIDGES,4.0 I.D.	5020-08520-80A	286,00

- 99,999 % reines Kieselgel
- Frei von Metallspuren
- Hervorragend geeignet für Amine und basische Substanzen
- Sehr gute Reproduzierbarkeit
- Konkurrenzlose mechanische und chemische Stabilität

INERTSIL PREP

INERTSIL PREP-ODS

Inertsil Prep-ODS,10um, Material		€
50g	5020-71850	801,00
100g	5020-71860	1.413,00
1kg	5020-71870	10.596,00
2kg	5020-71880	17.660,00

Inertsil Prep-ODS,10um, Column For Parameter Determination

6.0 x 250 mm	5020-02454	519,00
--------------	------------	--------

Inertsil Prep-ODS,10um, Prep Columns & Guard Columns

10 x 50 mm	5020-31111	436,00
10 x 250 mm	5020-31113	919,00
20 x 50 mm	5020-31121	730,00
20 x 250 mm	5020-31123	1.649,00
30 x 50 mm	5020-31131	1.708,00
30 x 250 mm	5020-31133	3.061,00
50 x 50 mm	5020-31151	2.944,00
50 x 250 mm	5020-31153	6.476,00

Inertsil Prep-ODS,10um, Column Sets

10 mm+6mm	5020-35111	1.472,00
10 mm+GUARD	5020-35112	1.413,00
10 mm+6mm+GUARD	5020-35113	1.943,00
20 mm+6mm	5020-35121	2.061,00
20 mm+GUARD	5020-35122	2.296,00
20 mm+6mm+GUARD	5020-35123	2.885,00
30 mm+6mm	5020-35131	3.532,00
30 mm+GUARD	5020-35132	4.945,00
30 mm+6mm+GUARD	5020-35133	5.416,00
50 mm+6mm	5020-35151	6.946,00
50 mm+GUARD	5020-35152	9.654,00
50 mm+6mm+GUARD	5020-35153	10.243,00

INERTSIL PREP-C8

Inertsil Prep-C8,10um, Material		€
50g	5020-71950	801,00
100g	5020-71960	1.413,00
1kg	5020-71970	10.596,00
2kg	5020-71980	17.660,00

Inertsil Prep-C8,10um, Column For Parameter Determination

6.0 x 250 mm	5020-02464	519,00
--------------	------------	--------

Inertsil Prep-C8,10um, Prep Columns & Guard Columns

10 x 50 mm	5020-31311	482,00
10 x 250 mm	5020-31313	1.013,00
20 x 50 mm	5020-31321	804,00
20 x 250 mm	5020-31323	1.708,00
30 x 50 mm	5020-31331	1.884,00
30 x 250 mm	5020-31333	3.391,00
50 x 50 mm	5020-31351	3.250,00
50 x 250 mm	5020-31353	7.135,00

Inertsil Prep-C8,10um, Column Sets

10 mm+6mm	5020-35211	1.484,00
10 mm+GUARD	5020-35212	1.449,00
10 mm+6mm+GUARD	5020-35213	1.943,00
20 mm+6mm	5020-35221	2.155,00
20 mm+GUARD	5020-35222	2.426,00
20 mm+6mm+GUARD	5020-35223	2.920,00
30 mm+6mm	5020-35231	3.768,00
30 mm+GUARD	5020-35232	3.768,00
30 mm+6mm+GUARD	5020-35233	4.262,00
50 mm+6mm	5020-35251	7.441,00
50 mm+GUARD	5020-35252	10.078,00
50 mm+6mm+GUARD	5020-35253	10.584,00

INERTSIL PREP-SIL

Inertsil Prep-SIL,10um, Material		€
50g	5020-71800	271,00
100g	5020-71810	471,00
1kg	5020-71820	3.532,00
2kg	5020-71830	5.887,00

Inertsil Prep-SIL,10um, Column For Parameter Determination

6.0 x 250 mm	5020-02404	471,00
--------------	------------	--------

Inertsil Prep-SIL,10um, Prep Columns & Guard Columns

10 x 50 mm	5020-31211	413,00
10 x 250 mm	5020-31213	883,00
20 x 50 mm	5020-31221	648,00
20 x 250 mm	5020-31223	1.284,00
30 x 50 mm	5020-31231	1.531,00
30 x 250 mm	5020-31233	2.355,00
50 x 50 mm	5020-31251	2.355,00
50 x 250 mm	5020-31253	4.121,00

Inertsil Prep-SIL,10um, Column Sets

10 mm+6mm	5020-35311	1.354,00
10 mm+GUARD	5020-35312	1.296,00
10 mm+6mm+GUARD	5020-35313	1.825,00
20 mm+6mm	5020-35321	1.708,00
20 mm+GUARD	5020-35322	1.825,00
20 mm+6mm+GUARD	5020-35323	2.414,00
30 mm+6mm	5020-35331	2.826,00
30 mm+GUARD	5020-35332	4.003,00
30 mm+6mm+GUARD	5020-35333	4.474,00
50 mm+6mm	5020-35351	4.474,00
50 mm+GUARD	5020-35352	6.593,00
50 mm+6mm+GUARD	5020-35353	7.064,00

INERTSIL Econo PREP

Inertsil Econo Prep-ODS,40um, Material		€
500g	5020-78010	1.602,00
1kg	5020-78020	2.944,00
4kg	5020-78040	10.831,00

Inertsil Econo Prep-ODS,40um, Column For Parameter Determination

6.0 x 500 mm	5020-36001	554,00
--------------	------------	--------

Inertsil Econo Prep-ODS,40um, Prep Columns & Guard Columns

50 x 50 mm	5020-36051	2.073,00
50 x 500 mm	5020-36055	5.181,00
100 x 100 mm	5020-36081	6.935,00
100 x 500 mm	5020-36085	15.541,00

INERTSIL Econo PREP-SIL

Inertsil Econo Prep-SIL,40um, Material		€
500g	5020-78110	766,00
1kg	5020-78120	1.413,00
4kg	5020-78140	5.181,00

Inertsil Econo Prep-SIL,40um, Column For Parameter Determination

6.0 x 500 mm	5020-36101	330,00
--------------	------------	--------

Inertsil Econo Prep-SIL,40um, Prep Columns & Guard Columns

50 x 50 mm	5020-36151	1.943,00
50 x 500 mm	5020-36155	4.121,00
100 x 100 mm	5020-36181	4.945,00
100 x 500 mm	5020-36185	11.773,00

INERTSIL BIOPTIC

BIOPTIC

Bioplectic AV-1 Packed Columns		€
4.6 x 150 mm	5020-02511-46	1.208,00
2.1 x 150 mm	5020-02511-21	1.208,00
1.5 x 150 mm	5020-18153	1.253,00
4.6 x 50 mm	5020-08320	428,00

Bioplectic AV-1, Cartridge Guard Column E

(10 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08612-5u-AV1	438,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08610-5u-AV1	438,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08613-5u-AV1	539,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08611-5u-AV1	539,00
(20 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08616-5u-AV1	522,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08614-5u-AV1	522,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08617-5u-AV1	623,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08615-5u-AV1	623,00

Inert Cartridge Phosphopeptides Extraction column

Bioplectic AV-1, 5µm, Non-Metal, All Peek Column (Peek Frits are used)		€
0.3 x 2mm All Peek column	5020-01879-5u-AV1	505,00

Bioplectic AV-1, 5µm, Non-Metal Cartridge Column Ei (Peek Frits are used)

Holder for Non-Metal Cart.		€
Holder for Non-Metal Cart.	5020-08650	118,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08683-5u-AV1	505,00
2 CARTRIDGES, 2.1 I.D.	5020-08682-5u-AV1	505,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08681-5u-AV1	505,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08680-5u-AV1	505,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08693-5u-AV1	606,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 2.1 I.D.	5020-08692-5u-AV1	606,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08691-5u-AV1	606,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08690-5u-AV1	606,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.

Bioplectic AV-2 Packed Columns and Guard Column

		€
4.6 x 150 mm	5020-02512	887,00
1.5 x 150 mm	5020-18154	974,00
4.6 x 50 mm	5020-08321	307,00

Bioplectic AV-2, Cartridge Guard Column E

(10 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 10 mm length	5020-08500	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08622	219,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08620	219,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08623	297,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08621	297,00
(20 mm Cartridge Length)		€
HOLDER for 20 mm length	5020-08550	112,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08626	305,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08624	305,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08627	381,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08625	381,00




SiO₂ hydrophobic spacer

Avidin = AV1
Denatured Avidin = AV2

- Bestimmung des Analyten ohne Probenaufbereitung
z.B. direkt aus Plasma
- Bioplectic AV-1 ermöglicht chirale Trennungen
- Direkte Analyse von Arzneimitteln
- Glycoprotein-modifiziertes Silica
- Proteine eluieren unretentiert
- Hydrophobische Modifizierung
- Hohe Probenkapazität

OPA-Aspartic Acid

Column: Bioplectic AV-1 (5 µm, 150 x 4.6mm I.D.)
Flow Rate: 1.0 ml/min
Eluent: Methanol / 50mM phosphate buffer (pH 6.6) = 2 / 98 (w / w)
Temperature: 40 °C
Detector: UV@340 nm
Sample Volume: 10 µL Amino acid sol. (10 mg/mL 50 % MeOH) + 40 µL OPA sol. L 2-mercaptoethanol in 10 mL borate buffer pH 9.2)



INERTSIL TITANSPHERE

TITANSPHERE

Titansphere Bulk Material		€
Titansphere 5um, 500mg	5020-75000	337,00
Titansphere 10um, 500mg	5020-75010	337,00

Inert Cartridge Phosphopeptides Extraction column

Capillary EX-Nano Column (without column performance report)		
Non-Metal, Fused Silica Tubing and Peek Frits are used		
0.05 x 30 mm	5020-50Ni30-TiO	486,00
0.075 x 20 mm	NA	486,00
0.075 x 30 mm	5020-75Ni30-TiO	486,00
0.1 x 30 mm	5020-100Ni30-TiO2	486,00
0.2 x 30 mm	5020-200Ni30-TiO2	486,00

Titansphere, 5um, Non-Metal, All Peek Column (Peek Frits are used)

0.3 x 2mm All Peek column	5020-01879-5u-TiO2	417,00
---------------------------	--------------------	--------

Titansphere, 5um, Non-Metal Cartridge Column Ei (Peek Frits are used) (10 mm Cartridge Length)

Holder for Non-Metal Cart.	5020-08650	97,00
2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08683-5u-TiO2	417,00
2 CARTRIDGES, 2.1 I.D.	5020-08682-5u-TiO2	417,00
2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08681-5u-TiO2	417,00
2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08680-5u-TiO2	417,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 1.0 I.D.	5020-08693-5u-TiO2	500,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 2.1 I.D.	5020-08692-5u-TiO2	500,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 3.0 I.D.	5020-08691-5u-TiO2	500,00
1 HOLDER, 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D.	5020-08690-5u-TiO2	500,00

1.5 mm I.D. cartridge can be used for 2.1mm I.D. analytical columns.
Stainless steel frits are used for the following columns

Capillary EX-Nano Column (without column performance report)

0.05 x 50 mm	5020-01960-TiO2	486,00
0.075 x 50 mm	5020-01965-TiO2	486,00
0.1 x 50 mm	5020-01970-TiO2	486,00
0.2 x 50 mm	5020-01975-TiO2	486,00

Titansphere, Capillary EX Columns

0.3 x 50 mm	5020-01860-5u-TiO2	486,00
0.5 x 50 mm	5020-01862-5u-TiO2	486,00
0.7 x 50 mm	5020-01864-5u-TiO2	486,00
0.3 x 2mm guard column	5020-01877-5u-TiO2	375,00
Cap-EX connection Kit	5020-01880	63,00

MonoTip TiO

MonoTip TiO 10-200µl pk/8	5010-21006	84,00
MonoTip TiO 10-200µl pk/24	5010-21007	148,00
MonoTip TiO 10-200µl pk/96	5010-21005	378,00

MonoTip Trypsin

MonoTip Trypsin 10-200µl pk/8	5010-21011	68,00
MonoTip Trypsin 10-200µl pk/24	5010-21012	125,00
MonoTip Trypsin 10-200µl pk/96	5010-21010	472,00

- ➡ Immobilisiertes Trypsin auf monolithischer Silica-Membran
- ➡ Tryptischer Verdau bei Raumtemperatur
- ➡ Sehr hohe Reproduzierbarkeit

Titansphere Phos-TiO Kit

Tip column 1mg/10 uL (24pcs)		€
Sol.A 2mL. Sol.B 2mL	5010-21300	218,00
Tip column 1mg/10 uL (96pcs)		
Sol.A 6mL. Sol.B 6mL	5010-21301	765,00
Tip column 3mg/200 uL (24pcs)		
Sol.A 2mL. Sol.B 2mL	5010-21305	218,00
Tip column 3mg/200 uL (96pcs)		
Sol.A 6mL. Sol.B 6mL	5010-21306	765,00

Adapter

Centrifuge Adaptor. 24pcs	5010-21514	62,00
96WP Adaptor for 10 uL Tip 1pc	5010-21340	94,00
96WP Adaptor for 10 uL Tip 2pcs	5010-21342	188,00
96WP Adaptor for 200 uL Tip 1pc	5010-21341	87,00
96WP Adaptor for 200 uL Tip 2pcs	5010-21343	175,00

- ➡ Sphärische TiO₂-Teilchen
- ➡ Absolut glatte Oberfläche
- ➡ Nahezu ideale physikalische Eigenschaften
- ➡ Oberflächenalkalinität ergibt hohe Effizienzen für die Analyse von Nukleinsäuren sowie basischen Isomeren
- ➡ Langzeitstabil in sauren bis basischen Medien

